

LISTE DES EXAMENS DE LABORATOIRE

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
DESOXYCORTICOSTERONE 11	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		1j / S	J7
17 OHP : 17 OH Progestérone	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
21 DESOXYCORTISOL	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		1j / S	J7
5 HYDROXY-INDOLE-ACETATE = 5HIAA	CERBA	URINES DE 24H SUR HCL	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Flacon fourni sur demande	5j / S	J3
AC. ANTI ANTIGENES NUCLEAIRES SOLUBLES = AC. ANTI ENA =ANTIGENE NUCLEAIRE SOLUBLE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Si recherche positive AC ANTI-SSA, SSB, SM, RNP, JO1, SCL70 effectués en systématique	5j / S	J3
AC. ANTI BETA 2 GLYCOPROTEINE 1	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		2j / S	J7
AC.ANTI CCP = AC ANTI PEPTIDE CYCLIQUE CITRULLINE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
AC. ANTI CARDIOLIPINE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
AC.ANTI CENTROMERE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
AC. ANTI CYTOPLASME DES POLYNUCLEAIRES = ANCA	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
AC. ANTI DNA NATIF	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
AC. ANTI ENA =ANTIGENE NUCLEAIRE SOLUBLE (ECT)	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Si recherche positive AC ANTI-SSA, SSB, SM, RNP, JO1, SCL70 effectués en systématique	5j / S	J3
AC. ANTI ENDOMYSIUM	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Préciser IgA ou IgG	5j / S	J3
AC. ANTI EPIDERME=AC ANTI MEMBRANE BASALE EPITHELIUM + AC ANTI SUBSTANCE INTER CELLULAIRE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
AC. ANTI ESTOMAC = AC ANTI C.PARIETALE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
AC. ANTI FACTEUR INTRINSEQUE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
AC. ANTI FILAGGRINE=AC. ANTI KERATINE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
AC. ANTI GAD =AC ANTI GLUTAMATE DECARBOXYLASE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		2j / S	J7
AC. ANTI GANGLIOSIDES/GM1	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		1j / S	J7
AC. ANTI GLIADINE IGA/IGG	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Préciser IgA ou IgG	5j / S	J3
AC. ANTI GLUTAMATE DECARBOXYLASE=ANTI GAD	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		2j / S	J7
AC. ANTI HISTONE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
AC. ANTI HU	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		2j / S	J7
AC.ANTI IA2/ TYROSINE PHOSPHATASE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		1j / S	J7
AC. ANTI ICA = AC ANTI ILOT DE LANGERHANS	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
AC. ANTI ILOTS DE LANGHERANS	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
AC.ANTI INSULINE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		1j / S	J7
AC. ANTI KERATINE=AC.ANTI FILAGGRINE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
AC. ANTI LKM =AC ANTI MICROSOME FOIE REIN	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
AC. ANTI MAG	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		1j / S	J7

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
AC. ANTI MEMB. BASALE EPITHELIUM	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Voir AC. ANTI EPIDERME	5j / S	J3
AC. ANTI MEMB. BASALE GLOMERULAIRE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
AC. ANTI MITOCHONDRIES	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
AC. ANTI MUSCLE LISSE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
AC. ANTI MUSCLE STRIE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		2j / S	J7
AC. ANTI MYELINE ET/OU GLYCOLIPIDES	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		2j / S	J7
AC. ANTI MYELOPEROXYDASE TITRAGE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		2j / S	J7
AC. ANTI NEURONES SANG(HU+RI+YO)	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		2j / S	J7
AC. ANTI NUCLEAIRES - NOYAU -NUCLEOLE-CENTROMERE = ACAN	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
AC. ANTI PEPTIDES CYCLIQUES CITRULINES	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
AC. ANTI PF4	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15COR EXAMENS LABO		7j / S	J0
AC. ANTI PHOSPHOLIPIDES	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
AC. ANTI RECEPTEUR DE L'ACETYLCHOLINE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		2j / S	J7
AC. ANTI RECEPTEURS TSH-TSI	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
AC. ANTI RETICULINE IGA	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Préciser IgA ou IgG	5j / S	J3
AC. ANTI RNP SI	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Voir AC. ANTI AG NUCLEAIRES SOLUBLES	5j / S	J3

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
AC.ANTI RO=AC.ANTI SSA	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Identification réalisée si AC ANTI ENA positif	5j / S	J3
AC. ANTI SCL70	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Identification réalisée si AC ANTI ENA positif	5j / S	J3
AC. ANTI SM	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Identification réalisée si AC ANTI ENA positif	5j / S	J3
AC. ANTI SSA	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Identification réalisée si AC ANTI ENA positif	5j / S	J3
AC. ANTI SSB	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Identification réalisée si AC ANTI ENA positif	5j / S	J3
AC. ANTI STREPTODORNASE	CHU ARCHET II VIROLOGIE	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		PROTOCOLE CHU	J6
AC. ANTI STREPTOLYSINE O	CHU ARCHET II VIROLOGIE	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		PROTOCOLE CHU	J6
AC.ANTI TETANIQUE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		2j / S	J7
AC. ANTI THYROGLOBULINE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
AC.ANTI THYROIDIENS:AC. ANTI THYROGLOBULINE +AC. ANTI TPO	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
AC. ANTI THYROPEROXYDASE (TPO)	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
AC. ANTI TPO (THYROPEROXYDASE)	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
AC. ANTI TRANSGLUTAMINASES IGA	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
AC.ANTI SACCHAROMYCES IGG IGA	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		1j / S	J7
AC. HBc IgM	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15COR EXAMENS LABO		2j / S	J0
AC. HBc TOTAUX	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15COR EXAMENS LABO		2j / S	J0

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
AC. HBs	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15COR EXAMENS LABO		2j / S	J0
ACAN=AC ANTI NUCLEAIRE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
ACC: ANTICOAGULANT CIRCULANT DE TYPE LUPIQUE (ANTIPROTHROMBINASE)	CH-ANTIBES	2 CITRATE NA (BLEU) 5ML	NON	15COR EXAMENS LABO	Prélever 2 tubes acheminement au labo <4h	5j / S	J1
ACE = AG CARCINO EMBRYONNAIRE	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15COR EXAMENS LABO		3j / S	J0
ACENA = AC ANTIGENE NUCLEAIRE SOLUBLE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Si recherche positive AC ANTI-SSA, SSB, SM, RNP, JO1, SCL70 effectués en systématique	5j / S	J3
ACETAMINOPHENE (PARACETAMOL)	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	OUI	15COR EXAMENS LABO	Prélèvements à numéroter	24h /24h	J0
ACIDE DELTA AMINOLEVULINIQUE	CERBA	URINES ECHANTILLON	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Recueillies en fin période d'exposition, à conserver à l'abri de la lumière	2j / S	J7
ACIDE LACTIQUE =LACTATES	CH-ANTIBES	FLUORURE OXALATE (GRIS)	OUI	15COR EXAMENS LABO	Acheminement en moins de 20 min	24h /24h	J0
ACIDE LACTIQUE PEDIATRIE	CERBA	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Cf, protocole BILAN METABOLIQUE DE BASE	5j / S	J3
ACIDE OXALIQUE SANG	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		2j / S	J7
ACIDE OXALIQUE URINES	CERBA	URINES DE 24H SUR HCL	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Flacon fourni sur demande	2j / S	J7
ACIDE PYRUVIQUE ADULTE	CERBA	2 x HEPARINATE LITHIUM (VERT)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
ACIDE PYRUVIQUE PEDIATRIE	CERBA	2 x HEPARINATE LITHIUM (VERT)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Cf, protocole BILAN METABOLIQUE DE BASE	5j / S	J3
ACIDE URIQUE SANGUIN (URICEMIE)	CH-ANTIBES	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
ACIDE URIQUE URINAIRE	CH-ANTIBES	URINES 24H ECHANTILLON	NON	15COR EXAMENS LABO		7j / S	J0
ACIDE VALPROÏQUE (DEPAKINE)	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	OUI	15COR EXAMENS LABO	Juste avant l'administration suivante	24h /24h	J0

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
ACIDE VANYL MANDELIQUE URINAIRE = VMA	CERBA	URINES DE 24H SUR HCL	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Flacon fourni sur demande	5j / S	J3
ACIDES AMINES LIBRES ADULTE	CHU PASTEUR BIOCHIMIE	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Transport dans la glace, à l'obscurité	PROTOCOLE CHU	J15
ACIDES AMINES LIBRES URINAIRES ADULTE	CHU PASTEUR BIOCHIMIE	URINES ECHANTILLON	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Urines échantillon de la nuit transport dans la glace à l'obscurité	PROTOCOLE CHU	J15
ACIDES AMINES LIBRES PEDIATRIE	CHU PASTEUR BIOCHIMIE	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Cf, protocole BILAN METABOLIQUE DE BASE	PROTOCOLE CHU	J15
ACIDES AMINES LIBRES URINAIRES PEDIATRIE	CHU PASTEUR BIOCHIMIE	URINES ECHANTILLON	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Cf, protocole BILAN METABOLIQUE DE BASE	PROTOCOLE CHU	J15
ACIDES BILIAIRES DANS LE SANG	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		6j / S	J3
ACIDES GRAS LIBRES ADULTE	CHU PASTEUR BIOCHIMIE	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		PROTOCOLE CHU	J3
ACIDES GRAS LIBRES PEDIATRIE	CHU PASTEUR BIOCHIMIE	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Cf, protocole BILAN METABOLIQUE DE BASE Si PLVT seul: minima 5ml	PROTOCOLE CHU	J3
ACIDES ORGANIQUES URINAIRES	CHU PASTEUR BIOCHIMIE	URINES ECHANTILLON	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Cf, protocole BILAN METABOLIQUE DE BASE	PROTOCOLE CHU	J15
ACNUC=AC ANTI NUCLEAIRE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
ACTH	CERBA	EDTA-APROTININE (ROSE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Tube fourni sur demande, à conserver à +4°C. Acheminement immédiat	5j / S	J3
ACTITEST-FIBROTEST	CERBA	2 x GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Piquer 2 tubes	5j / S	J3
ADENOVIRUS : RECHERCHE DIRECTE PAR IF	CHU ARCHET II VIROLOGIE	CRACHETTE STERILE OU TUBE CONIQUE OU ECOUVILLON SPECIAL	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Ecouvillon fourni sur demande acheminement rapide	PROTOCOLE CHU	J3
ADENOVIRUS : SEROLOGIE	CHU ARCHET II VIROLOGIE	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		PROTOCOLE CHU	J10
ADENOVIRUS : RECHERCHE ANTIGENIQUE DANS LES SELLES	CH-ANTIBES	POT 100ML NON STERILE	OUI	DM2R MICROBIOLOGIE			J0
ADH URINES	CERBA	URINES DE 24 H	NON	15EX EX. EXTERIEURS			J7

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
ADH SANG	CERBA	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		1j / S	J7
ADN HEPATITE B	CHU ARCHET II VIROLOGIE	2 X EDTA (VIOLET) 7ML	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Prélèvement à effectuer entre 10h et 12h30. Noter l'heure du prélèvement.	5j / S	J17
ADRENALINE SANGUINE	CERBA	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		2j / S	J7
ADRENALINE URINAIRE	CERBA	URINES DE 24H SUR HCL	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Flacon fourni sur demande	5j / S	J3
AES PATIENT EXTERNE SOURCE OU VICTIME	CH-ANTIBES	2 x GEL SEPARATEUR (ORANGE)	OUI	15URG URGENCES		24h /24h	J0
AES AGENT HOSPITALIER	CH-ANTIBES	2 x GEL SEPARATEUR (ORANGE)	OUI	MEDECINE DU TRAVAIL	Voir les procédures du CLIN	2j / S	J3
AFP = ALPHA FOETO PROTEINE	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15COR EXAMENS LABO		3j / S	J0
AGGLUTININES FROIDES (Exploration d'anémie hémolytique auto immune, Anticorps actifs à 4°C)	EFS	2 x SEC (ROUGE) EDTA (VIOLET)	OUI	T80 BEIGE IMMUNOHEMATO	Envoyer au dépôt de sang	24h /24h	36H en jour ouvré hors Non communiqué
AgHbs QUANTITATIF	CHU ARCHET II VIROLOGIE	GEL SEPARATEUR (ORANGE)		15EX EX. EXTERIEURS		Non communiqué	Non communiqué
ALAT (TGP)	CH-ANTIBES	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
ALBUMINE	CH-ANTIBES	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	OUI	15COR EXAMENS LABO	Possible sur tube sec	24h /24h	J0
ALCOOLEMIE	CH-ANTIBES	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	OUI	15COR EXAMENS LABO	Désinfection de la peau à la Bisepetine ou la Bétadine jaune	24h /24h	J0
ALDOLASE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		6j / S	J3
ALDOSTERONE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
ALDOSTERONE URINAIRE	CERBA	URINES DE 24H SUR HCL	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Flacon fourni sur demande	3j / S	J3
ALLERGIE ALIMENTAIRE DEPISTAGE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Cf, recommandations spécifiques	5j / S	J3
ALLERGIE PNEUMALLERGENES SCREENING	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Cf, recommandations spécifiques	5j / S	J3

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
ALLERGIE RESPIRATOIRE DEPISTAGE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Cf, recommandations spécifiques	5j / S	J3
ALLERGIE TROPHALLERGENES SCREENING	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Cf, recommandations spécifiques	5j / S	J3
ALPHA 1 ANTITRYPSINE DOSAGE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		6j / S	J3
AMIKACINE (PIC)	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	OUI	15COR EXAMENS LABO	30-60 mn après IV ou fin perfusion	24h /24h	J0
AMIKACINE (RESIDUEL)	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	OUI	15COR EXAMENS LABO	30 mn avant la dose suivante	24h /24h	J0
AMMONIEMIE	CH-ANTIBES	EDTA (VIOLET)	OUI	15COR EXAMENS LABO	Tube 5ml agitation douce par retournement. Acheminement (<20min) immédiat dans la glace.	24h /24h	J0
AMP CYCLIQUE	CERBA	EDTA (VIOLET)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		2j / S	J7
AMP CYCLIQUE URINAIRE	CERBA	URINES DE 24 H	NON	15EX EX. EXTERIEURS		2j / S	J7
AMPHETAMINE (DEPISTAGE URINAIRE)	CH-ANTIBES	URINES ECHANTILLON	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
ANCA = AC ANTI CYTOPLASME DES POLYNUCLEAIRES	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
ANGIOTENSINE II	CERBA	EDTA (VIOLET)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		1j / S	J7
ANTICORPS IMMUNS DU SYTEME ABO	EFS	EDTA (VIOLET)	NON	T80 BEIGE IMMUNOHEMATO	Envoyer au dépôt de sang	24h /24h	24H en jour ouvré hors contexte
ANTI-DEPRESSEURS-TRICYCLIQUES (TAD)	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	OUI	15EX EX. EXTERIEURS			
ANTI-DEPRESSEURS-TRICYCLIQUES URINAIRES (TAD)	CH-ANTIBES	ECHANTILLON D'URINE	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
ANTIGENE HBe = AGHBe	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15COR EXAMENS LABO		2j /S	J0

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
ANTIGENE NUCLEAIRE SOLUBLE =AC. ANTI ANTIGENES NUCLEAIRES SOLUBLES=AC. ANTI ENA	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Si recherche positive AC ANTI-SSA, SSB, SM, RNP, JO1, SCL70 effectués en systématique	5j / S	J3
ANTIGENE SOLUBLE LEGIONELLE DANS LES URINES	CH-ANTIBES	Tube VACUTAINER BORATE	OUI	DM2R MICROBIOLOGIE		24h /24h	J0
ANTIGENE SOLUBLE PNEUMOCOQUE DANS LES URINES	CH-ANTIBES	Tube VACUTAINER BORATE	OUI	DM2R MICROBIOLOGIE		24h /24h	J0
Ag HBs et AC HBs	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON SAUF OBSTETRIQUE	15COR EXAMENS LABO		2j /S	J0
ANTIRETROVIRAUX : INDINAVIR, LOPINAVIR, RITONAVIR ...	CHU PASTEUR TOXICOLOGIE	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Préciser l'heure de prélèvement et de la prise de médicament. Remplir la fiche de renseignements .	PROTOCOLE CHU	J15
ANTI SREPTODORNASE	CHU ARCHET II VIROLOGIE	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		PROTOCOLE CHU	J0 à J4
ANTI STREPTOLYSINE O	CHU ARCHET II VIROLOGIE	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		PROTOCOLE CHU	J0 à J4
ANTITHROMBINE	CH-ANTIBES	CITRATE NA (BLEU) 5ML	OUI	15COR EXAMENS LABO	Piquer 2 tubes dans le cadre d'un bilan général de thrombose acheminement au labo <4 h	24h /24h	J0
APOLIPOPROTEINE A (APO A)	CH-ANTIBES	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	NON	15COR EXAMENS LABO	A Jeun depuis 12h.	7j /S	J0
APOLIPOPROTEINE B (APO B)	CH-ANTIBES	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	NON	15COR EXAMENS LABO	A Jeun depuis 12h.	7j /S	J0
APPOSITION BIOPSIE OSTEO MEDULLAIRE	CH-ANTIBES	LAMES	NON SAUF ACCORD BIO	15COR EXAMENS LABO		7j /S	J2

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
ARN DU VHC QUANTITATIF	CHU ARCHET II VIROLOGIE	2 X EDTA (VIOLET) 7ML	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Prélèvement à effectuer entre 10h et 12h30. Noter l'heure du prélèvement.	PROTOCOLE CHU	J15
ARN DU VIH	CHU ARCHET II VIROLOGIE	EDTA (VIOLET) 7ML	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Prélèvement à effectuer entre 10h et 12h30. Noter l'heure du prélèvement.	PROTOCOLE CHU	J7
ASAT (TGO)	CH-ANTIBES	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
ASPERGILLOSE : ANTIGENEMIE	CHU ARCHET II PARASITOLOGIE	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Si patients immunodéprimés	PROTOCOLE CHU	J10
ASPERGILLOSE : SEROLOGIE	CHU ARCHET II PARASITOLOGIE	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		PROTOCOLE CHU	J10
AZOTE = UREE	CH-ANTIBES	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
B12	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15COR EXAMENS LABO		7j /S	J0
BETA 2 MICROGLOBULINE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
BARBITURIQUES URINAIRES	CH-ANTIBES	URINES ECHANTILLON	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
BARTONELLA HENSELAE : SEROLOGIE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
BARTONELLA HENSELAE : PCR	CERBA	EDTA (VIOLET) 7ML	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Ou tous types de prélèvements à préciser sur le bon.	1j / S	J7
BCR-ABL	CHU PASTEUR ONCO HEMATO	SI LEUCO <10 000 : 4 TUBES EDTA SI LEUCO >10 000 : 2 TUBES EDTA	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Sur RDV au 04-92-03-88-77 (ONCO HEMATO) prévenir le LABO au 7815, feuille de consentement CARYOTYPE CHU NICE, joindre une planche d'étiquettes	PROTOCOLE CHU	J10
BENZODIAZEPINES SANG	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	OUI	15EX EX. EXTERIEURS			
BENZODIAZEPINES URINAIRES	CH-ANTIBES	URINES ECHANTILLON	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
BILAN CARDIAQUE (TROPONINE, CK)	CH-ANTIBES	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	OUI	15COR EXAMENS LABO	Piquer un tube vert en plus	24h /24h	J0
BILAN DIABETE (HBA1C)	CH-ANTIBES	EDTA (VIOLET)	NON	15COR EXAMENS LABO		5j / S	J0
BILAN DE THROMBOPHILIE	CH-ANTIBES	2 CITRATE NA (BLEU) 5ML	NON	15COR EXAMENS LABO	Piquer 2 tubes acheminement au labo <4h	5j /S	J10
BILAN LIPIDIQUE	CH-ANTIBES	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J1
BILIRUBINE CONJUGUEE	CH-ANTIBES	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
BILIRUBINE DU NOUVEAU-NE	CH-ANTIBES	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
BILIRUBINE LIBRE	CH-ANTIBES	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
BILIRUBINE TOTALE	CH-ANTIBES	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
BIOCHIMIE DANS LES LIQUIDES (ASCITE, ARTICULAIRE, PLEURAL, PERITONEAL OU REDON...)	CH-ANTIBES	TUBES CONIQUES STERILES PONCTIONS DIVERSES	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J1
BORRELIOSE : SEROLOGIE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
BRUCELLOSE : SEROLOGIE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
BUPREMORPHINE (DEPISTAGE URINAIRE)	CH-ANTIBES	URINES ECHANTILLON	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
C3 (COMPLEMENT)	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
C4 (COMPLEMENT)	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
CA125	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15COR EXAMENS LABO		3j / S	J0
CA153	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15COR EXAMENS LABO		3j / S	J0
CA199	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15COR EXAMENS LABO		3j / S	J0
CALCITONINE-THYREOCALCITONINE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
CALCIUM	CH-ANTIBES	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
CALCIUM URINAIRE	CH-ANTIBES	URINES 24H ECHANTILLON	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
CALCUL URINAIRE	CERBA	POT STERILE	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Préciser l'origine du calcul	5j / S	J5
CALPROTECTINE	CERBA	SELLES	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	
CAMPYLOBACTER (FŒTUS ET JEJUNI) : SEROLOGIE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J5
CANNABIS (DEPISTAGE URINAIRE)	CH-ANTIBES	URINES ECHANTILLON	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
CAPACITE TOTALE DE FIXATION TRANSFERRINE	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	OUI	15COR EXAMENS LABO	Calcul effectué avec le dosage du Fer et de la Transferrine.	24h /24h	J0
CARBAMAZEPINE (TEGRETOL)	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	OUI	15COR EXAMENS LABO	Juste avant l'administration suivante	24h /24h	J0
CARBOXYHEMOGLOBINE (CO / HBCO)	CH-ANTIBES	SERINGUE A GAZOMETRIE	OUI	15COR EXAMENS LABO	Prélèvement en veineux. Agiter immédiatement pour éviter la formation de caillots. Eviter la présence de bulles d'air. Acheminer rapidement au LABO (<20min)	24h /24h	J0
CARNITINE LIBRE ET TOTALE	CHU PASTEUR BIOCHIMIE	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		PROTOCOLE CHU	J7

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
CARNITINE LIBRE ET TOTALE PEDIATRIQUE	CHU PASTEUR BIOCHIMIE	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Avertir Biochimie PASTEUR au 2805, prélever 2ml minima, joindre renseignements cliniques.	PROTOCOLE CHU	J7
CARNITINE URINAIRE PEDIATRIQUE	CHU PASTEUR BIOCHIMIE	URINES ECHANTILLON	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Avertir Biochimie PASTEUR au 2805. Prélever la 1er miction du matin	PROTOCOLE CHU	J7
CARYOTYPE DES HEMOPATHIES MALIGNES GANGLION	CHU PASTEUR ONCO HEMATO	MILIEU SPECIAL	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Avant tout prélèvement, prévenir le Laboratoire d'Anatomopathologie Médipath au 04,92,28,26,80, joindre consentement Caryotype CHU NICE, joindre une planche d'étiquettes	PROTOCOLE CHU	J21
CARYOTYPE MOELLE	CHU PASTEUR ONCO HEMATO	MILIEU SPECIAL	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Sur RDV au 04-92-03-88-77 (ONCO HEMAT) prévenir le Labo au 7815, joindre consentement Caryotype CHU NICE, joindre une planche d'étiquettes	PROTOCOLE CHU	J21
CARYOTYPE SANG	CHU PASTEUR ONCO HEMATO	2 x HEPARINATE LITHIUM (VERT)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Sur RDV au 04-92-03-88-77 (ONCO HEMAT) prévenir le Labo au 7815, joindre consentement Caryotype CHU NICE, joindre une planche d'étiquettes	PROTOCOLE CHU	J21
CATECHOLAMINES PLASMATIQUES	CERBA	2 x HEPARINATE LITHIUM (VERT)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		2j / S	J7
CATECHOLAMINES URINAIRES enfants (- 15 ans)	CERBA	URINES DE LA NUIT SUR HCL	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Flacon fourni sur demande	5j / S	J4
CATECHOLAMINES URINAIRES adultes	CERBA	URINES DE 24H SUR HCL	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Flacon fourni sur demande	5j / S	J4
CDT	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
CD4 CD8 SANG	CHU LARCHET I IMMUNOLOGIE	EDTA (VIOLET) 7ML	NON	15EX EX. EXTERIEURS	A prélever avant 12h30	PROTOCOLE CHU	J4

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
CD4 CD8 LBA	CHU LARCHET I IMMUNOLOGIE	CRACHETTE STERILE	NON	15EX EX. EXTERIEURS	A prélever avant 12h30	PROTOCOLE CHU	J4
CERULEOPLASMINE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		6j / S	J3
CH50	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
CHARGE VIRALE DU VHB	CHU ARCHET II VIROLOGIE	2 X EDTA (VIOLET) 7ML	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Prélèvement à effectuer entre 10h et 12h30. Noter l'heure du prélèvement.	5j / S	J17
CHARGE VIRALE DU VHC QUANTITATIF	CHU ARCHET II VIROLOGIE	2 X EDTA (VIOLET) 7ML	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Prélèvement à effectuer entre 10h et 12h30. Noter l'heure du prélèvement.	PROTOCOLE CHU	J15
CHARGE VIRALE du VIH	CHU ARCHET II VIROLOGIE	EDTA (VIOLET) 7ML	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Prélèvement à effectuer entre 10h et 12h30. Noter l'heure du prélèvement.	PROTOCOLE CHU	J7
CHLAMYDIAE PNEUMONIAE PAR PCR	CERBA	PLTS RESPIRATOIRES	NON	15EX EX. EXTERIEURS		1j / S	J7
CHLAMYDIAE TRACHOMATIS / NEISSERIA GONORRHOEAE GENITAL/RECTAL PCR	CH-ANTIBES	1 ECOUVILLON eswab liquid amies medium COPAN	NON	DM2R MICROBIOLOGIE		5j / S	J0 à J1
CHLAMYDIAE TRACHOMATIS / NEISSERIA GONORRHOEAE 1er jet d'URINES PCR	CH-ANTIBES	POT STERILE 1 ^{er} jet des urines	NON	DM2R MICROBIOLOGIE		5j / S	J0 à J1
CHLAMYDIAE PNEUMONIAE (sérologie) IGG	CHU ARCHET II VIROLOGIE	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		PROTOCOLE CHU	J10
CHLAMYDIAE PSITACCI (sérologie)	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
CHLAMYDIA TRACHOMATIS (sérologie)	CHU ARCHET II VIROLOGIE	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		PROTOCOLE CHU	J10
CHLORE SANGUIN	CH-ANTIBES	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	OUI	15COR EXAMENS LABO	Paramètre du IONO	24h /24h	J0
CHLORE URINAIRE	CH-ANTIBES	URINES 24H ECHANTILLON	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
CHOC ANAPHYLACTIQUE	KIT ET PROCEDURE DISPONIBLE AU BLOC - REA - LABORATOIRE						

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
CHOLESTEROL TOTAL	CH-ANTIBES	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	NON	15COR EXAMENS LABO	A Jeun depuis 12h.	7j / S	J0
CHROMOGRANINE A	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		2j / S	J7
CICLOSPORINE	CHU PASTEUR TOXICOLOGIE	EDTA (VIOLET)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Préciser la posologie, l'heure de prélèvement et de prise du médicament	PROTOCOLE CHU	J3
CITRATURIE	CERBA	URINES DE 24H SUR HCL	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Bocal fourni sur demande	2j / S	J7
CK= CREATINE PHOSPHO KINASE	CH-ANTIBES	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
CLA MIXTE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Bien préciser la demande. Ne peut se cumuler avec les IgE spécifiques.	5j / S	J4
CLA PNEUMALLERGENE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Bien préciser la demande. Ne peut se cumuler avec les IgE spécifiques et cla trophallergene	5j / S	J4
CLA TROPHALLERGENE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Bien préciser la demande. Ne peut se cumuler avec les IgE spécifiques et cla pneumallergene	5j / S	J4
CLAIRANCE DE LA CREATININE CALCULEE (FORMULE DE MDRD ou COCKCROFT)	CH-ANTIBES	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	NON	15COR EXAMENS LABO	Demander un dosage de la Créatinine Pour Cockcroft poids du patient à renseigner	7j / S	J0
CLAIRANCE DE LA CREATININE URINAIRE	CH-ANTIBES	URINES ECHANTILLON	NON	15COR EXAMENS LABO	Préciser la diurèse. Demander en parallèle la Créatinine sanguine.	7j / S	J0
CLONAZEPAM - RIVOTRIL	CHU PASTEUR TOXICOLOGIE	EDTA (VIOLET)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Préciser la posologie, l'heure de prélèvement et de prise du médicament	1j / S	J10
CLOSTRIDIUM DIFFICILE: RECHERCHE DANS LES SELLES (GDH +/- TOXINES)	CH-ANTIBES	POT 100ML NON STERILE	OUI	DM2R MICROBIOLOGIE			J0 à J7
CMV : PCR URINES	CHU ARCHET II VIROLOGIE	URINES FRAICHES SUR CRACHETTE STERILE	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Acheminement dans les 3 heures	PROTOCOLE CHU	J1 à J8
CMV PAR IF	CERBA	TUBES CONIQUES STERILES PONCTIONS DIVERSES	NON	15EX EX. EXTERIEURS		6j / S	J3

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
CMV PAR PCR, LCR,BIOPSIE,SANG,PONCTION	CHU ARCHET II VIROLOGIE	2 X EDTA (VIOLET) si sang	NON	15EX EX. EXTERIEURS	noter la nature du prélèvement	PROTOCOLE CHU	J1 à J8
CMV SEROLOGIE	CH-ANTIBES	2 x GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15COR EXAMENS LABO		2j /S	J0
CO (HBCO CARBOXYHEMOGLOBINE) COOXYMETRIE	CH-ANTIBES	SERINGUE A GAZOMETRIE	OUI	15COR EXAMENS LABO	Prélèvement en veineux. Agiter immédiatement pour éviter la formation de caillots.Eviter la présence de bulles d'air.Acheminer rapidement au LABO (<20min)	24h /24h	J0
COBALT	CERBA	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	SI protocole STRYKER piquer 2 tubes et le noter sur le bon	5J / S	J7
CO2 TOTAL (RESERVE ALCALINE)	CH-ANTIBES	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	OUI	15COR EXAMENS LABO	Paramètre du IONO	24h /24h	J0
COCAÏNE (DEPISTAGE URINAIRE)	CH-ANTIBES	URINES ECHANTILLON	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
COMPLEMENT C1 ESTERASE INHIBITEUR ACTIVITE	CERBA	CITRATE NA (BLEU) 5ML	NON	15EX EX. EXTERIEURS		3j / S	J4
COMPLEMENT C1 ESTERASE INHIBITEUR ANTIGENE (PONDERAL)	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
COMPLEMENT C1Q	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		3j / S	J7
COMPLEMENT C3	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
COMPLEMENT C4	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
COMPLEMENT C5	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		3j / S	J7
COMPLEMENT HEMOL. TOTAL CH50	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
COMPLEXES IMMUNS CIRCULANTS	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		2j / S	J7

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
COMPLEXES SOLUBLES	CH-ANTIBES	CITRATE NA (BLEU) 5ML	OUI	15COR EXAMENS LABO	Acheminement au labo <4h	24h /24h	J0
COMPTE D'ADDIS	CH-ANTIBES	URINES DE 3 HEURES	OUI	DM2R MICROBIOLOGIE		5j / S	J0
CONTRÔLE POST INJECTION DE gamma globuline ANTI D	EFS	2 X EDTA (VIOLET)	OUI	T80 BEIGE IMMUNOHEMATO	Envoyer au dépôt de sang	24h /24h	24H
COOXYMETRIE	CH-ANTIBES	SERINGUE A GAZOMETRIE	OUI	15COR EXAMENS LABO	Prélèvement en veineux. Agiter immédiatement pour éviter la formation de caillots. Eviter la présence de bulles d'air. Acheminer rapidement au LABO (<20min)	24h /24h	J0
COPROCULTURE STANDARD	CH-ANTIBES	POT 100ML NON STERILE	OUI	DM2R MICROBIOLOGIE		24h /24h	J1 à J7
COQUELUCHE : SEROLOGIE	NE SE FAIT PLUS, voir PCR COQUELUCHE						
COQUELUCHE : PCR	CERBA	Sur milieu de transport à venir chercher au laboratoire	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
CORPS CETONIQUES	CHU PASTEUR BIOCHIMIE	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Cf, protocole BILAN METABOLIQUE DE BASE	PROTOCOLE CHU	J9
CORPS CETONIQUES URINAIRES (CETONURIE)	CH-ANTIBES	URINES 24H ECHANTILLON	NON	15COR EXAMENS LABO		7j /S	J0
CORTISOL (HORS TEST AU SYNACTHENE)	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15COR EXAMENS LABO	Prélever aux heures précises : 8h, 16h, 20h, et les noter sur le tube.	5j / S	J0
CORTISOL (TEST AU SYNACTHENE)	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15COR EXAMENS LABO	Cf, recommandations spécifiques	5j / S	J0
CORTISOL LIBRE URINAIRE	CERBA	URINES DE 24 H	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Préciser la diurèse	5j / S	J3

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
COURBE DE GAUSS = VGM URINAIRE	CHU PASTEUR HEMATO	10ml URINES FRAICHES	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Téléphoner au 7815, avant 12h30	PROTOCOLE CHU	J5
		EDTA (VIOLET)		15EX EX. EXTERIEURS			
COXIELLA BURNETTI = FIEVRE Q : SEROLOGIE	CHU ARCHET II VIROLOGIE	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		PROTOCOLE CHU	J10
COXSACKIE : SEROLOGIE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		6j / S	J4
CREATINE PHOSPHO KINASE = CPK	CH-ANTIBES	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	OUI	15COR EXAMENS LABO		5j / S	J0
CREATININE	CH-ANTIBES	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	OUI	15COR EXAMENS LABO		5j / S	J0
CREATININE URINAIRE	CH-ANTIBES	URINES 24H ECHANTILLON	OUI	15COR EXAMENS LABO		5j / S	J0
CROSS LAPS = CTX	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Le matin à jeun strictement	6j / S	J3
CRP (PROTEINE C REACTIVE)	CH-ANTIBES	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	OUI	15COR EXAMENS LABO		5j / S	J0
CRYOGLOBULINE	CERBA	2 x SEC (ROUGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Cf, recommandations spécifiques	5j / S	J21
CUIVRE DANS LES URINES	CERBA	URINES DE 24 H	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Préciser la diurèse	5j / S	J3
CUIVRE PLASMATIQUE	CERBA	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
CYCLE GLYCEMIQUE	CH-ANTIBES	FLUORURE OXALATE (GRIS)	NON	15COR EXAMENS LABO	Préciser l'heure de prélèvement	7j / S	J0
CYFRA 21.1	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		6j / S	J3
CYTOLOGIE GANGLIONS OU AUTRES	CH-ANTIBES	LAMES	NON	15COR EXAMENS LABO		5j / S	J2

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
CYTOMEGALOVIRUS = SEROLOGIE CMV	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15COR EXAMENS LABO		2j /S	J0
DABIGATRAN = PRADAXA	CH-ANTIBES	CITRATE NA (BLEU) 5ML	OUI	15COR EXAMENS LABO	Renseigner le traitement	24h /24h	J0
D-DIMERES	CH-ANTIBES	CITRATE NA (BLEU) 5ML	OUI	15COR EXAMENS LABO	Acheminement au labo <4h	24h /24h	J0
DENGUE SEROLOGIE	IMPERATIF DE PRENDRE CONTACT AVEC LE BIOLOGISTE						
DHEA = DEHYDRO EPIANDROST. SG ADULTE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
DHEAS = DEHYDRO EPIANDROST. SULFATE SG ADULTE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
DELTA 4 ANDROSTENEDIONE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
DENSITE URINAIRE	CH-ANTIBES	URINES 24H ECHANTILLON	NON	15COR EXAMENS LABO		7j /S	J0
DEPAKINE = ACIDE VALPROÏQUE	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	OUI	15COR EXAMENS LABO	Juste avant l'administration suivante	24h /24h	J0
DERIVES METHOXYLES URINAIRES = METHANEPHRINES	CERBA	URINES DE 24H SUR HCL	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Flacon fourni sur demande	5j / S	J7
DIABETE GESTATIONNEL (DEPISTAGE)	CH-ANTIBES	FLUORURE OXALATE (GRIS)	NON	15COR EXAMENS LABO	Cf, recommandations spécifiques	5j / S	J0
DIABETE GESTATIONNEL (DIAGNOSTIC)	CH-ANTIBES	FLUORURE OXALATE (GRIS)	NON	15COR EXAMENS LABO	Cf, recommandations spécifiques	5j / S	J0
DIGOXINE	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	OUI	15COR EXAMENS LABO	8-12 h après la première prise	24h /24h	J0
DIHYDAN = PHENYTOINE	CHU PASTEUR TOXICOLOGIE	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Préciser la posologie, l'heure de prélèvement et de prise du médicament	PROTOCOLE CHU	J3
DIPHTERIE: SEROLOGIE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		2j / S	J7

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
DISTOMATOSE = SEROLOGIE DOUVE	CHU ARCHET II PARASITOLOGIE	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Joindre feuille de renseignements 5	PROTOCOLE CHU	J10
DOPAMINE DANS LE SANG	CERBA	2 x HEPARINATE LITHIUM (VERT)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		2j / S	J7
DOSAGE PONDERAL DES IMMUNOGLOBULINES (DPIG : IGA, IGG, IGM)	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15COR EXAMENS LABO		5j / S	J0
DREPANOCYTES (RECHERCHE)	CH-ANTIBES	EDTA (VIOLET)	NON Sauf accord Biologiste	15COR EXAMENS LABO		7j / S	J1
DROGUE DU VIOLEUR = GHB: SANG	CERBA	EDTA (VIOLET)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		2j / S	J7
DROGUE DU VIOLEUR = GHB: URINES	CERBA	URINES ECHANTILLON	NON	15EX EX. EXTERIEURS		2j / S	J7
DROGUES URINAIRES = Opiacés, Cocaïne, Cannabis, Amphétamines, Ecstasy, Méthamphétamines, Benzodiazépines, Barbituriques, Antidépresseurs Tricycliques TAD, Méthadone, Buprémorphine	CH-ANTIBES	URINES ECHANTILLON	OUI	15COR EXAMENS LABO	Préciser la drogue à rechercher	24h /24h	J0
EBV SEROLOGIE (VCA G, VCA M, EBNA)	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15COR EXAMENS LABO		2j / S	J0
ECA : ENZYME DE CONVERSION DE L'ANGIOTENSINE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		6j / S	J3
ECBU	CH-ANTIBES	Tube VACUTAINER BORATE	OUI	DM2R MICROBIOLOGIE			J0 à J3
ECHOVIRUS : SEROLOGIE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		6j / S	J4
ECTASY = MDMA (RECHERCHE)	CH-ANTIBES	URINES ECHANTILLON	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
ELECTROPHORESE DE L'HEMOGLOBINE	CERBA	EDTA (VIOLET)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Non réalisable si carence martiale	5j / S	J3
ELECTROPHORESE DES PROTEINES = EPP	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
ELECTROPHORESE DES PROTEINES URINAIRES = EPPUR	CERBA	URINES 24H ECHANTILLON	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J7

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
ELECTROPHORESE PROTEINES LCR	CERBA	TUBES CONIQUES STERILES PONCTIONS DIVERSES	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
ELUTION D'ANTICORPS A PARTIR DE GLOBULES ROUGES	EFS	EDTA (VIOLET)	OUI	T80 BEIGE IMMUNOHEMATO	Envoyer au dépôt de sang	24h /24h	24H en jour ouvré hors contexte
ENTEROVIRUS LCR : PCR	CH-ANTIBES	TUBES CONIQUES STERILES PONCTIONS DIVERSES	NON	DM2R MICROBIOLOGIE	Acheminement rapide	7j / S	J0
ENZYME DE CONVERSION DE L'ANGIOTENSINE (ECA)	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		6j / S	J3
ERYTHROPOIETINE = EPO	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	acheminer rapidement au laboratoire	6j / S	J3
ESTRADIOL FEMME	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	OUI	15COR EXAMENS LABO	Préciser la date des dernières règles	24h /24h	J0
ESTRADIOL HOMME	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
FACTEUR II = PROTHROMBINE	CH-ANTIBES	CITRATE NA (BLEU) 5ML	OUI	15COR EXAMENS LABO	Acheminement au labo <4h	24h /24h	J0
FACTEUR IX = HEMOPHILIE B	CH-ANTIBES	CITRATE NA (BLEU) 5ML	NON	15COR EXAMENS LABO	Voie ENDOGENE Acheminement au labo <4h	7j/S	J0
FACTEUR V = PROACCELERINE	CH-ANTIBES	CITRATE NA (BLEU) 5ML	OUI	15COR EXAMENS LABO	Acheminement au labo <4h	24h /24h	J0
FACTEUR VII = PROCONVERTINE	CH-ANTIBES	CITRATE NA (BLEU) 5ML	OUI	15COR EXAMENS LABO	Acheminement au labo <4h	24h /24h	J0
FACTEUR VIII = HEMOPHILIE A	CH-ANTIBES	CITRATE NA (BLEU) 5ML	NON	15COR EXAMENS LABO	Voie ENDOGENE Acheminement au labo <4h	7j/S	J0
FACTEUR WILLEBRANDT ANTIGENE	CH-ANTIBES	CITRATE NA (BLEU) 5ML	NON	15COR EXAMENS LABO	Acheminement au labo <4h	7j/S	J1
FACTEUR X = STUART	CH-ANTIBES	CITRATE NA (BLEU) 5ML	OUI	15COR EXAMENS LABO	Acheminement au labo <4h	24h /24h	J0
FACTEUR XI = ROSENTHAL (P.T.A)	CH-ANTIBES	CITRATE NA (BLEU) 5ML	NON	15COR EXAMENS LABO	Voie ENDOGENE Acheminement au labo <4h	7j/S	J0

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
FACTEUR XII = HAGEMAN	CH-ANTIBES	CITRATE NA (BLEU) 5ML	NON	15COR EXAMENS LABO	Voie ENDOGENE Acheminement au labo <4h	7j/S	J0
FACTEURS PROTHROMBINIQUES II,V,VII,X	CH-ANTIBES	CITRATE NA (BLEU) 5ML	OUI	15COR EXAMENS LABO	Acheminement au labo <4h	24h /24h	J0
FACTEURS VOIE ENDOGENE VIII,IX,XI,XII	CH-ANTIBES	CITRATE NA (BLEU) 5ML	NON	15COR EXAMENS LABO	Acheminement au labo <4h	7j/S	J0
FACTEUR RHUMATOÏDE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		7j /S	J7
FAN =AC ANTI NUCLEAIRE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
FER SERIQUE	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
FER URINAIRE	CERBA	URINES DE 24 H	NON	15EX EX. EXTERIEURS	noter la diurèse	3j / S	J3
FERRITINE	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15COR EXAMENS LABO		7j /S	J0
FIBROTEST-ACTITEST	CERBA	2 x GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Piquer 2 tubes	5j / S	J4
FIBRINOGENE	CH-ANTIBES	CITRATE NA (BLEU) 5ML	OUI	15COR EXAMENS LABO	Acheminement au labo <4h	24h /24h	J0
FIEVRE Q = COXIELLA BRUNETTI SEROLOGIE	CHU ARCHET II VIROLOGIE	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		PROTOCOLE CHU	J1 à J8
FILARIOSE SEROLOGIE	CHU ARCHET II PARASITOLOGIE	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Joindre feuille de renseignements 5	PROTOCOLE CHU	J10
FLECAINIDE = FLECAINE	CERBA	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Préciser la posologie, l'heure de prélèvement et de prise du médicament	2j /S	J5
FOLATES/ VITAMINE B9	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15COR EXAMENS LABO		7j /S	J0
FOLATES ERYTHROCYTAIRES	CERBA	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		6j /S	J3

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
FRUCTOSAMINE	CERBA	EDTA (VIOLET)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		6j /S	J3
FSH	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15COR EXAMENS LABO	Préciser la date des dernières règles	5j / S	J0
FT3 =T3 LIBRE	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15COR EXAMENS LABO		5j / S	J0
GAMMA GT	CH-ANTIBES	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
GASTRINE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	acheminer rapidement au laboratoire	5j / S	J3
GAZOMETRIE	CH-ANTIBES	SERINGUE A GAZOMETRIE	OUI	15COR EXAMENS LABO	Prélèvement artériel. Agiter immédiatement pour éviter la formation de caillots.Eviter la présence de bulles d'air.Acheminer en moins de 20min au Labo	24h /24h	J0
GENOTYPE DU RHESUS D FŒTAL SUR SANG MATERNEL	APHM Hopital Nord	3 X EDTA (VIOLET)	NON	T80 BEIGE IMMUNOHEMATO + BON PRESCRIPTION ETCONSENTEMENT APHM	Envoyer au dépôt de sang Demande de prise en compte du lundi au jeudi 11h.	4,5j /S	J15
		SEC (ROUGE)					
GENOTYPE DU VIH	CHU ARCHET II VIROLOGIE	2 X EDTA (VIOLET) 7ML	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Prélèvement à effectuer entre 10h et 12h30, noter l'heure de prélèvement et joindre la feuille de renseignements N°2	PROTOCOLE CHU	J15
GENOTYPE DU VHC	CHU ARCHET II VIROLOGIE	2 X EDTA (VIOLET) 7ML	NON	15EX EX. EXTERIEURS	La demande sera prise en compte que si elle n'a jamais été prescrite, Prélèvement à effectuer entre 10h et 12h30, noter l'heure du prélèvement,	PROTOCOLE CHU	J15
GENTAMICINE (PIC)	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	OUI	15COR EXAMENS LABO	30-60 mn après IV ou fin perfusion	24h /24h	J0
GENTAMICINE (RESIDUEL)	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	OUI	15COR EXAMENS LABO	30 mn avant la dose suivante	24h /24h	J0
GGT = GAMMA GLUTAMYL TRANSFERASE	CH-ANTIBES	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
GLUCAGON	CERBA	EDTA-APROTININE (ROSE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		1j / S	J7
GLUCOSE SANGUIN = GLYCEMIE	CH-ANTIBES	FLUORURE OXALATE (GRIS)	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
GLUCOSE URINAIRE = GLYCOSURIE	CH-ANTIBES	URINES 24H ECHANTILLON	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
GLYCEMIE A JEUN OU P. PRANDIAL	CH-ANTIBES	FLUORURE OXALATE (GRIS)	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
GLYCORACHIE =GLUCOSE DANS LE LCR	CH-ANTIBES	TUBES CONIQUES STERILES PONCTIONS DIVERSES	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
GLYCOSURIE = GLUCOSE URINAIRE	CH-ANTIBES	URINES 24H ECHANTILLON	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
GRIFFES DU CHAT: SEROLOGIE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
GRIPPE A ET B : TEST ANTIGENIQUE DETECTION RAPIDE	CH-ANTIBES	ECOUVILLONNAGE NASAL ou NASOPHARYNGE : Xpert® Viral Transport Medium CEPHEID LAVAGE NASAL, ASPIRATION NASOPHARYNGEE : POT ROUGE STERILE	OUI	DM2R MICROBIOLOGIE	Acheminement rapide cf. PROTOCOLE MICROBIOLOGIE	24h /24h	J0
GRIPPE A ET B : PCR CAS PARTICULIERS ET TOUJOURS DANS UN DEUXIEME TEMPS	CH-ANTIBES	ECOUVILLONNAGE NASAL ou NASOPHARYNGE : Xpert® Viral Transport Medium CEPHEID LAVAGE NASAL, ASPIRATION NASOPHARYNGEE : POT ROUGE STERILE	NON	DM2R MICROBIOLOGIE	Acheminement rapide cf. PROTOCOLE MICROBIOLOGIE	7j / S	J0

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
GRIPPE A ET B: SEROLOGIE	CHU ARCHET II VIROLOGIE	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		PROTOCOLE CHU	J2 à J8
GROSSESSE (HCG QUANTITATIF)	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	OUI	15COR EXAMENS LABO	Préciser la date des dernières règles	24h /24h	J0
GROUPAGE SANGUIN avec ou sans RAID	CH-ANTIBES	2 X EDTA (VIOLET)	OUI	T80 BEIGE IMMUNOHEMATO	avec ou sans RAID 2 tubes EDTA 5 ml à envoyer au dépôt de sang	24h /24h	J0
HAEMOPHILUS INFLUENZAE OU PARA INFLUENZAE: SEROLOGIE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		1j / S	J 10
HAPTOGLOBINE	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
HBA1C = HEMOGLOBINE A1C	CH-ANTIBES	EDTA (VIOLET)	NON	15COR EXAMENS LABO	Prescription maximale :1 fois tous les 3 mois	5j / S	J0
HCG QUANTITATIF	CH-ANTIBES	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	OUI	15COR EXAMENS LABO	Préciser la date des dernières règles	24h /24h	J0
HCG SOUS UNITE BETA LIBRE (HOMME)	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		3j / S	J4
HCG TOTALE (HOMME)	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		3j / S	J4
HDL CHOLESTEROL	CH-ANTIBES	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	NON	15COR EXAMENS LABO	A Jeun depuis 12h.	7j /S	J0
HGPO ET HGPO SIMPLIFIÉE	CH-ANTIBES	FLUORURE OXALATE (GRIS)	NON	15COR EXAMENS LABO	Cf, recommandations spécifiques	5j / S	J0
HEMATOZOAIRE (RECHERCHE DANS LE SANG)	CH-ANTIBES	EDTA (VIOLET)	OUI	15COR EXAMENS LABO	Renseignements cliniques impératifs (sur bon de prescription)	24h /24h	J0
HEMATURIE = SANG URINAIRE	CH-ANTIBES	URINES 24H ECHANTILLON	NON	15COR EXAMENS LABO		7j /S	J0
HEMOCHROMATOSE(RECHERCHE DE MUTATION)	CERBA	EDTA (VIOLET) 7 ML 1 TUBE PAR GENE RECHERCHE	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Joindre la feuille de demande d'analyses génétiques N°4, consentement A Prévoir tube supplémentaire si les 3 mutations	3j / S	J4

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
HEMOCULTURES AEROBIES (PRECISER LA LOCALISATION) BACTERIO. STANDARD	CH-ANTIBES	ENCOLURE BLEU CAPSULE GRIS BD BACTEC Plus Aerobic/F	OUI	DM2R MICROBIOLOGIE			J0 à J7
HEMOCULTURES AEROBIES (PRECISER LA LOCALISATION) RECH. AGENTS D'ENDOCARDITE	CH-ANTIBES	ENCOLURE BLEU CAPSULE GRIS BD BACTEC Plus Aerobic/F	OUI	DM2R MICROBIOLOGIE	Renseignements cliniques souhaités (sur bon de prescription)		J0 à J10
HEMOCULTURES ANAEROBIES (PRECISER LA LOCALISATION) BACTERIO. STANDARD	CH-ANTIBES	ENCOLURE VIOLET CAPSULE VIOLET FONCE BD BACTEC Anaerobic/F	OUI	DM2R MICROBIOLOGIE			J0 à J7
HEMOCULTURES ANAEROBIES (PRECISER LA LOCALISATION) RECH. AGENTS D'ENDOCARDITE	CH-ANTIBES	ENCOLURE VIOLET CAPSULE VIOLET FONCE BD BACTEC Anaerobic/F	OUI	DM2R MICROBIOLOGIE	Renseignements cliniques souhaités (sur bon de prescription)		J0 à J10
HEMOCULTURES PEDIATRIE (PRECISER LA LOCALISATION) BACTERIO. STANDARD	CH-ANTIBES	ENCOLURE ARGENT CAPSULE ROSE BD BACTEC Peds Plus/F	OUI	DM2R MICROBIOLOGIE			J0 à J7
HEMOCULTURES PEDIATRIE (PRECISER LA LOCALISATION) RECH. AGENTS D'ENDOCARDITE	CH-ANTIBES	ENCOLURE ARGENT CAPSULE ROSE BD BACTEC Peds Plus/F	OUI	DM2R MICROBIOLOGIE	Renseignements cliniques souhaités (sur bon de prescription)		J0 à J10
HEMOGLOBINE GLYQUEE (HBA1C)	CH-ANTIBES	EDTA (VIOLET)	NON	15COR EXAMENS LABO	Prescription maximale :1 fois tous les 3 mois	5j / S	J0
HEMOGRAMME = NFS	CH-ANTIBES	EDTA (VIOLET)	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
HEPARINEMIE = ACTIVITE ANTIXA - HBPM	CH-ANTIBES	CITRATE NA (BLEU) 5ML	OUI	15COR EXAMENS LABO	Uniquement si patient sous HBPM Acheminement au labo <4h	24h /24h	J0
HEPARINEMIE = HNF	CH-ANTIBES	CITRATE NA (BLEU) 5ML	OUI	15COR EXAMENS LABO	Uniquement si patient sous Héparine Acheminement au labo <4h	24h /24h	J0
HEPARINEMIE = ACTIVITE ANTIXA -SUIVI ORGARAN	CH-ANTIBES	CITRATE NA (BLEU) 5ML	OUI	15COR EXAMENS LABO	Uniquement si patient sous Orgaran Acheminement au labo <4h	24h /24h	J0

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
HEPARINEMIE = ACTIVITE ANTIXA - TRAIT ARIXTRA	CH-ANTIBES	CITRATE NA (BLEU) 5ML	OUI	15COR EXAMENS LABO	Acheminement au labo <4h	24h /24h	J0
HEPATITE A SEROLOGIE	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15COR EXAMENS LABO		2j /S	J0
HEPATITE B ADN VIRAL QUANTITATIF	CHU ARCHET II VIROLOGIE	2 X EDTA (VIOLET) 7ML	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Prélèvement à effectuer entre 10h et 12h30. Noter l'heure du prélèvement.	5j / S	J1 à J15
HEPATITE C ARN QUANTITATIF	CHU ARCHET II VIROLOGIE	2 X EDTA (VIOLET) 7ML	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Prélèvement à effectuer entre 10h et 12h30. Noter l'heure du prélèvement.	PROTOCOLE CHU	J1 à J8
HEPATITE C GENOTYPE	CHU ARCHET II VIROLOGIE	2 X EDTA (VIOLET) 7ML	NON	15EX EX. EXTERIEURS	La demande sera prise en compte que si elle n'a jamais été prescrite, Prélèvement à effectuer entre 10h et 12h30, noter l'heure du prélèvement	PROTOCOLE CHU	J15 à J30
HEPATITE E IGG/IGM	CHU ARCHET II VIROLOGIE	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		PROTOCOLE CHU	J3
HEPATITE DELTA: AC IGM	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		1J/S	J3
HEPATITE DELTA: AC TOTAUX	CHU ARCHET II VIROLOGIE	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		PROTOCOLE CHU	J30
HEPATITE DELTA: ANTIGENE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		1J/S	J3
HERPES PAR PCR: LCR, BIOPSIES	CHU ARCHET II VIROLOGIE si urgent : panel PCR multiplex meningite CH-ANTIBES	TUBES CONIQUES STERILES PONCTIONS DIVERSES	NON	15EX EX. EXTERIEURS	noter la nature du prélèvement	PROTOCOLE CHU	J6
HERPES PAR PCR: LESIONS CUTANEEES, OPHTALMO	CERBA	1 ECOUVILLON M4RT Remel	NON	15EX EX. EXTERIEURS	noter la nature du prélèvement	PROTOCOLE CHU	J6
HERPES SIMPLEX (HSV1/2 IgG/IgM) SEROLOGIE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
HGH = HORMONE DE CROISSANCE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		6j / S	J3

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
HISTAMINE	CERBA	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Si CHOC ANAPHYLACTIQUE cf. protocole "CHOCSAC"	2j / S	J7
HIV CHARGE VIRALE	CHU ARCHET II VIROLOGIE	EDTA (VIOLET) 7ML	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Prélèvement à effectuer entre 10h et 12h30. Noter l'heure du prélèvement.	PROTOCOLE CHU	J1 à J4
HLA AB-C-B51-B57 = HLA CLASSE 1	CERBA	EDTA (VIOLET) 7ML	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Recherche effectuée si association HLA et maladies. Joindre feuille de demande d'Analyses Génétiques "prédisposition génétique et pharmaco génétique "et Consentement Cerba	5j / S	J3
HLA B27	CERBA	EDTA (VIOLET) 7ML	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Joindre feuille de demande d'Analyses Génétiques "prédisposition génétique et pharmaco génétique "et Consentement Cerba	5j / S	J3
HLA DR-DQ = HLA CLASSE2	CERBA	EDTA (VIOLET) 7ML	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Recherche effectuée si association HLA et maladies. Joindre feuille de demande d'Analyses Génétiques "prédisposition génétique et pharmaco génétique "et Consentement Cerba	2j / S	J7
HLA B57-01	CERBA	EDTA (VIOLET) 7ML	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Joindre feuille de demande d'Analyses Génétiques "prédisposition génétique et pharmaco génétique "et Consentement Cerba	1j / S	J15
Anticorps anti HLA EXPLORATION dans le cadre d'UN EFFET INDESIRABLE RECEVEUR (EIR)	EFS site Marseiile	2 X EDTA (VIOLET)	NON	T80 BEIGE IMMUNOHEMATO		7j / S	J8
		2 x SEC (ROUGE)					
HOMOCYSTEINE SANG	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	acheminer rapidement au laboratoire	5j / S	J4
HOMOCYSTINE SANG	CERBA	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	acheminer rapidement au laboratoire	5j / S	J7

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
HOMOCYSTINE URINES	CERBA	URINES DE LA NUIT	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J7
HORMONE ANTIDIURETIQUE SANG = ADH	CERBA	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	acheminer rapidement au laboratoire	1j / S	J7
HORMONE ANTIDIURETIQUE URINES = ADH	CERBA	URINES DE 24 H	NON	15EX EX. EXTERIEURS	noter la diurèse	1j / S	J7
HORMONE DE CROISSANCE = HGH	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		6j / S	J3
HYPERGLYCEMIE PROVOQUEE = HGPO	CH-ANTIBES	FLUORURE OXALATE (GRIS)	NON	15COR EXAMENS LABO	Cf. recommandations spécifiques	5j / S	J0
HYPERGLYCEMIE PROVOQUEE SIMPLIFIEE = HGPS	CH-ANTIBES	FLUORURE OXALATE (GRIS)	NON	15COR EXAMENS LABO	Cf. recommandations spécifiques	5j / S	J0
IGA = IMMUNOGLOBULINE A	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15COR EXAMENS LABO		5j / S	J0
IGE TOTALES	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
IGE SPECIFIQUES = RAST 5 MAXI	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	noter la nature des IgE demandée	5j / S	J3
IGF1 SOMATOMEDINE = INSULIN GROWTH FACTOR 1	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
IGFBP3	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
IGG = IMMUNOGLOBULINE G	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15COR EXAMENS LABO		5j / S	J0
IGG SOUS CLASSE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
IGM = IMMUNOGLOBULINE M	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15COR EXAMENS LABO		5j / S	J0
IMMUNOFIXATION SERIQUE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J7

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
IMMUNOFIXATION LCR	CERBA	TUBES CONIQUES STERILES PONCTIONS DIVERSES	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
IMMUNOPHENOTYPAGE MOELLE	CHU LARCHET I IMMUNOLOGIE	EDTA (VIOLET) 7ML	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Renseignements cliniques impératifs (sur bon de prescription) prendre un RV au 0492035647 éviter le poste 7815, Noter moelle sur le tube, à prélever avant 12h30	PROTOCOLE CHU	J4
IMMUNOPHENOTYPAGE SANG	CHU LARCHET I IMMUNOLOGIE	EDTA (VIOLET) 7ML	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Renseignements cliniques impératifs (sur bon de prescription) prendre un RV au 0492035647 éviter le poste 7815 à prélever avant 12h30	PROTOCOLE CHU	J4
INDEX IgG	CERBA	TUBE SEC + LCR	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
INH :ISONIAZIDE	CHU PASTEUR TOXICOLOGIE	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Préciser le poids du patient, la posologie, l'heure de prélèvement, de prise du médicament	1j / S	J7
INHIBINE B	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Prélever au 3ème ou 4ème jour du cycle pour la femme	4j / S	J7
INR	CH-ANTIBES	CITRATE NA (BLEU) 5ML	OUI	15COR EXAMENS LABO	Uniquement si patient sous AVK Acheminement au labo <4h	24h /24h	J0
INSULINE TOTALE	CERBA	EDTA (VIOLET) 7ML	NON	15EX EX. EXTERIEURS		6j / S	J3
IONOGRAMME = GLYCEMIE+ UREE+ CREATININE+ SODIUM+ POTASSIUM+ CHLORE+ CO2+ PROTEINES	CH-ANTIBES	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	OUI	15COR EXAMENS LABO	Délai acheminement < 2H pour potassium, dérogation à 4h possible	24h /24h	J0
ISOELECTROFOCALISATION	CERBA	TUBE SEC + LCR	NON	15EX EX. EXTERIEURS		3j / S	J4
ISONIAZIDE	CHU PASTEUR TOXICOLOGIE	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Préciser la posologie, l'heure de prélèvement, de prise du médicament et poids du patient	1j / S	J7

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
ITRACONAZOLE (DOSAGE)	CHU PASTEUR TOXICOLOGIE	2 x HEPARINATE LITHIUM (VERT)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Prélever après 15 jours de traitement Acheminer dans la glace	1j /S	J7
JACK 2	CHU PASTEUR ONCO HEMATO	2 X EDTA (VIOLET) 7ML	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Joindre renseignements cliniques +Consentement Caryotype Nice + PLANCHE D'ETIQUETTES PATIENT	PROTOCOLE CHU	J15
K = POTASSIUM SANGUIN	CH-ANTIBES	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	OUI	15COR EXAMENS LABO	Délai acheminement < 2H, dérogation à 4h possible	24h /24h	J0
KALIEMIE = POTASSIUM SANGUIN	CH-ANTIBES	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	OUI	15COR EXAMENS LABO	Délai acheminement < 2H, dérogation à 4h possible	24h /24h	J0
LACTATE = ACIDE LACTIQUE	CH-ANTIBES	FLUORURE OXALATE (GRIS)	OUI	15COR EXAMENS LABO	Acheminement en moins de 20 min	24h /24h	J0
LACTATE/PYRUVATE	CHU PASTEUR BIOCHIMIE	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	acheminer rapidement au laboratoire	1 / S	J7 à J10
LAMOTRIGINE = LAMICTAL (DOSAGE)	CERBA	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Préciser la posologie, l'heure de prélèvement, de prise du médicament	2j /S	J5
LDH = LACTATE DESHYDROGENASE	CH-ANTIBES	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	OUI	15COR EXAMENS LABO	Délai acheminement < 2H, dérogation à 4h possible	24h /24h	J0
LDL CHOLESTEROL	CH-ANTIBES	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	NON	15COR EXAMENS LABO	Calcul effectué sur Cholesterol Total,HDL et Triglycérides. Patient à jeun depuis 12h	7j /S	J0
LEGIONELLE ANTIGENES URINES (Dépistage)	CH-ANTIBES	Tube VACUTAINER BORATE	OUI	DM2R MICROBIOLOGIE		24h /24h	J0
LEGIONELLE SEROLOGIE (Dépistage)	CHU ARCHET II VIROLOGIE	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		PROTOCOLE CHU	J10
LEISHMANIES MOELLE (CULTURE)	CHU ARCHET II PARASITOLOGIE	CITRATE NA (BLEU) 5ML	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Effectuer si prélèvement sanguin négatif, joindre feuille de renseignements N°5	PROTOCOLE CHU	J 30
LEISHMANIES MOELLE (PCR)	CHU ARCHET II PARASITOLOGIE	EDTA (VIOLET)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Effectuer si sérologie Positive ou Douteuse et examens parasitologiques Négatif. Joindre feuille de renseignements N°5	PROTOCOLE CHU	J9

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
LEISHMANIES SANG (CULTURE)	CHU ARCHET II PARASITOLOGIE	CITRATE NA (BLEU) 5ML	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Joindre feuille de renseignements N°5		
LEISHMANIES SANG (PCR)	CHU ARCHET II PARASITOLOGIE	EDTA (VIOLET)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Effectuer si sérologie Positive ou Douteuse et examens parasitologiques Négatif. Joindre feuille de renseignements N°5	PROTOCOLE CHU	J9
LEISHMANIES SEROLOGIE	CHU ARCHET II PARASITOLOGIE	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Joindre feuille de renseignements N°5	PROTOCOLE CHU	J9
LEPTOSPIROSE SEROLOGIE	CHU ARCHET II VIROLOGIE	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		PROTOCOLE CHU	J17
LH = LUTENEISANTE HORMONE	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	OUI	15COR EXAMENS LABO	Préciser la date des dernières règles	5j / S	J0 à J1
LISTERIOSE SEROLOGIE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J4
LIPASE	CH-ANTIBES	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
LIQUIDES DE PONCTIONS (PRECISER LA NATURE ET LA LOCALISATION DU PRELEVEMENT): BACTERIO STANDARD	CH-ANTIBES	TUBES CONIQUES STERILES PONCTIONS DIVERSES	OUI	DM2R MICROBIOLOGIE			J0 à J7
LIQUIDES DE PONCTIONS (PRECISER LA NATURE ET LA LOCALISATION DU PRELEVEMENT): RECH. DE LEVURES	CH-ANTIBES	TUBES CONIQUES STERILES PONCTIONS DIVERSES	OUI	DM2R MICROBIOLOGIE			J0 à J7
LIQUIDES DE PONCTIONS (PRECISER LA NATURE ET LA LOCALISATION DU PRELEVEMENT): RECH. DE MYCOBACTERIES	CH-ANTIBES	TUBES CONIQUES STERILES PONCTIONS DIVERSES	OUI	DM2R MICROBIOLOGIE			J0 à M3
LITHIUM	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	OUI	15COR EXAMENS LABO	6-12h après la dernière prise	24h /24h	J0
LYME (Borreliose) SEROLOGIE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
MAGNESIUM	CH-ANTIBES	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
MAGNESIUM ERYTHROCYTAIRE	CERBA	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
MAGNESIUM URINAIRE	CERBA	URINES 24H ECHANTILLON	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
MALADIE DE FABRY = MUTATION DE L' ALPHA GALACTOSIDASE	IMPERATIF DE PRENDRE CONTACT AVEC LE BIOLOGISTE						

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
MALADIE DE WILLEBRAND	CH-ANTIBES	CITRATE NA (BLEU) 5ML	NON	15COR EXAMENS LABO	Acheminement au labo <4h	7j /S	J1
MDMA URINAIRE (ECTASY)	CH-ANTIBES	URINES ECHANTILLON	NON	15COR EXAMENS LABO	DEPISTAGE	24h /24h	J0
MEPROBAMATE	CHU PASTEUR TOXICOLOGIE	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Préciser la posologie, l'heure de prélèvement, de prise du médicament	PROTOCOLE CHU	7J-15J
METHADONE	CHU PASTEUR TOXICOLOGIE	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Préciser la posologie, l'heure de prélèvement, de prise du médicament	PROTOCOLE CHU	15J-21J
METHADONE (DEPISTAGE URINAIRE)	CH-ANTIBES	URINES ECHANTILLON	NON	15COR EXAMENS LABO	DEPISTAGE	24h /24h	J7
METHADONE URINAIRE	CHU PASTEUR TOXICOLOGIE	URINES ECHANTILLON	NON	15EX EX. EXTERIEURS		1j / S	J7
METHAMPHETAMINES (DEPISTAGE URINAIRE)	CH-ANTIBES	URINES ECHANTILLON	NON	15COR EXAMENS LABO	DEPISTAGE	24h /24h	J7
METHANOL	CERBA	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J4
METHEMOGLOBINE	CH-ANTIBES	SERINGUE A GAZOMETRIE	OUI	15COR EXAMENS LABO	Prélèvement en veineux. Agiter immédiatement pour éviter la formation de caillots. Eviter la présence de bulles d'air. Acheminer rapidement au LABO (<20min)	24h /24h	J0
MICROALBUMINURIE = PAUCI-ALBUMINURIE	CH-ANTIBES	URINES 24H ECHANTILLON	NON	15COR EXAMENS LABO		5j / S	J0
MNI TEST	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15COR EXAMENS LABO		2j /S	J0
MUCOVISCIDOSE RECHERCHE GENETIQUE	CERBA	EDTA (VIOLET) 7ML	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Joindre la feuille de demande "Mucoviscidose" Cerba, Consentement A,	2j / S	J7
MUCOPOLYSACCHARIDES URINAIRES	CHU PASTEUR BIOCHIMIE	URINES	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Enfant: miction du matin 30ml minimum Nourissons: urines de la nuit 30ml minimum	PROTOCOLE CHU	17J-21J
MUTATION JAK 2	CHU PASTEUR ONCO HEMATO	2 X EDTA (VIOLET) 7ML	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Joindre renseignements cliniques +Consentement Caryotype Nice + PLANCHE D'ETIQUETTES PATIENT	PROTOCOLE CHU	J15

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
MUTATION FACTEUR II	CERBA	EDTA (VIOLET) 7ML	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Joindre feuille de demande d'Analyses Génétiques "prédisposition génétique et pharmaco génétique "et Consentement Cerba	5j / S	J3
MUTATION FACTEUR V LEIDEN	CERBA	EDTA (VIOLET) 7ML	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Joindre feuille de demande d'Analyses Génétiques "prédisposition génétique et pharmaco génétique "et Consentement Cerba	5j / S	J3
MYCOBACTERIES (SANG ET MOELLE CULTURE)	CERBA	EDTA (VIOLET)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J42
MYCOBACTERIES TUBERCULOSIS COMPLEX PCR	CH-ANTIBES	DIFFERENT EN FONCTION DE LA NATURE DU DIFFERENT EN	OUI	DM2R MICROBIOLOGIE		5j / S	J0 à J1
MYCOBACTERIES (HORS SANG ET MOELLE) = RECHERCHE DE BK	CH-ANTIBES	FONCTION DE LA NATURE DU	OUI	DM2R MICROBIOLOGIE			J0 à M3
MYCOPLASME PNEUMONIAE SEROLOGIE IGG	CHU ARCHET II VIROLOGIE	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		PROTOCOLE CHU	J10
MYCOPLASME PNEUMONIAE PCR	CERBA	ASPIRATION PHARYNGEE	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Sur milieu de transport à venir chercher au laboratoire		
MYCOPLASMES URO-GENIT SEROLOGIE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J7
MYCOPLASMES URO-GENITAUX CULTURE	CH-ANTIBES	Ecouvillons secs doubles sécables (LQ Stuart) COPAN	NON	DM2R MICROBIOLOGIE	Préciser la nature du prélèvement	5j / S	J2 à J3
MYELOGRAMME	CH-ANTIBES	LAMES	NON SAUF ACCORD BIOL	15COR EXAMENS LABO		5j / S	J2
MYOGLOBINE	CH-ANTIBES	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	OUI	15COR EXAMENS LABO	Prévoir un tube différent de celui du IONO	24h /24h	J0
NA = SODIUM SANGUIN	CH-ANTIBES	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
NITRITES URINAIRES	CH-ANTIBES	URINES 24H ECHANTILLON	NON	15COR EXAMENS LABO		7j /S	J0
NORADRENALINE SANG	CERBA	2 x HEPARINATE LITHIUM (VERT)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		2j / S	J7
NORADRENALINE URINAIRE	CERBA	URINES DE 24H SUR HCL	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Flacon fourni sur demande	5j / S	J4

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
NOROVIRUS : RECHERCHE ANTIGENIQUE DANS LES SELLES	CH-ANTIBES	POT 100ML NON STERILE	OUI	DM2R MICROBIOLOGIE	CF PROTOCOLE MICROBIOLOGIE	7j /S	J0
NT-proBNP = N-terminal pro-brain natriuretic peptide	CH-ANTIBES	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	OUI	15COR EXAMENS LABO	Justification de prescription obligatoire	24h /24h	J0
NUMERATION	CH-ANTIBES	EDTA (VIOLET)	OUI	15COR EXAMENS LABO		7j /S	J0
NUMERATION FORMULE SANGUINE = NFS	CH-ANTIBES	EDTA (VIOLET)	NON	15COR EXAMENS LABO		7j /S	J0
NSE = ENOLASE SPECIFIQUE DU NEURONE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	acheminer rapidement au laboratoire	6j / S	J3
OLIGOSACCHARIDES URINAIRES	CHU PASTEUR BIOCHIMIE	URINES DU MATIN OU DE LA NUIT	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Enfant: miction du matin 30ml minimum Nourissons: urines de la nuit 30ml minimum	PROTOCOLE CHU	J15 à J21
OPIACES (DEPISTAGE URINAIRE)	CH-ANTIBES	URINES ECHANTILLON	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
OSMOLALITE CALCULEE SANG	CH-ANTIBES	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	NON	15COR EXAMENS LABO	Calcul effectué	7j /S	J0
OSMOLALITE CALCULEE URINE	CH-ANTIBES	URINES 24H ECHANTILLON	NON	15COR EXAMENS LABO	Calcul effectué	7j /S	J0
OSTEOCALCINE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	à jeun, acheminer rapidement au laboratoire	5j / S	J3
OXALURIE	CERBA	URINES DE 24H SUR HCL	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Flacon fourni sur demande	2j / S	J7
P24 ANTIGENE	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15COR EXAMENS LABO		3j /S	J0
PAL =PHOSPHATASE ALCALINE	CH-ANTIBES	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
PALUDISME (RECHERCHE)	CH-ANTIBES	EDTA (VIOLET)	OUI	15COR EXAMENS LABO	Renseignements cliniques impératifs	24h /24h	J0
PARACETAMOL = ACETAMINOPHENE	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	OUI	15COR EXAMENS LABO	Effectuer un suivi : noter les heures	24h /24h	J0
PARASITES SANGUINS (RECHERCHE)	CH-ANTIBES	EDTA (VIOLET)	OUI	15COR EXAMENS LABO	Renseignements cliniques impératifs	24h /24h	J0

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
PARASITOLOGIE DES SELLES	CH-ANTIBES	POT 100ML NON STERILE	OUI	DM2R MICROBIOLOGIE	Renseignements cliniques impératifs Acheminement rapide < 2h		J1 à J3
PARATHORMONE INTACTE = PTH	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		6j / S	J3
PARVOVIRUS B19 SEROLOGIE IGG + IGM	CHU ARCHET II VIROLOGIE	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		PROTOCOLE CHU	J1 à J8
PAUCI-ALBUMINURIE = MICROALBUMINURIE	CH-ANTIBES	URINES 24H ECHANTILLON	NON	15COR EXAMENS LABO		5j / S	J0
PBJ = PROTEINURIE DE BENICE JONES	CERBA	URINES DE 24 H	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j/s	J10
PCR BK (MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS COMPLEX + GENE de RESISTANCE à la RIFAMPICINE)	CH-ANTIBES		NON	DM2R MICROBIOLOGIE	Acheminement rapide	7j / S	J0 à J1
PCR CHLAMYDIAE TRACHOMATIS / NEISSERIA GONORRHOEAE GENITAL/RECTAL	CH-ANTIBES	1 ECOUVILLON eSwab liquid amies medium COPAN	NON	DM2R MICROBIOLOGIE	Acheminement rapide	7j / S	J0 à J1
PCR CHLAMYDIAE TRACHOMATIS / NEISSERIA GONORRHOEAE 1er jet d'URINES	CH-ANTIBES	POT STERILE 1 ^{er} jet des urines	NON	DM2R MICROBIOLOGIE	Acheminement rapide	7j / S	J0 à J1
PCR GRIPPE A ET B / VRS CAS PARTICULIERS ET TOUJOURS DANS UN DEUXIEME TEMPS	CH-ANTIBES	ECOUVILLONNAGE NASAL ou NASOPHARYNGE: Xpert® Viral Transport Medium CEPHEID LAVAGE NASAL, ASPIRATION NASOPHARYNGEE : POT ROUGE STERILE	NON	DM2R MICROBIOLOGIE	Acheminement rapide	7j / S	J0 à J1
PCR ENTEROVIRUS LCR	CH-ANTIBES	TUBES CONIQUES STERILES PONCTIONS DIVERSES	NON	DM2R MICROBIOLOGIE	Acheminement rapide	7j / S	J0
PCR MULTIPLEX Respiratoire (Adénovirus, Coronavirus, Métapneumovirus, Entérovirus/Rhinovirus, Grippe A et B, Parainfluenza virus, VRS, Coqueluche, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae)	CH-ANTIBES	ECOUVILLONNAGE NASOPHARYNGE: Xpert® Viral Transport Medium CEPHEID	NON	DM2R MICROBIOLOGIE	Acheminement rapide	7j / S	J0

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
PCR MULTIPLEX Méningite (E. coli K1, Haemophilus, Listeria, Méningocoque, Strepto B, Pneumocoque, CMV, Enterovirus, HSV 1 et 2, HHV6, Parechovirus, VZV, Cryptocoque)	CH-ANTIBES	TUBES CONIQUES STERILES PONCTIONS DIVERSES	NON	DM2R MICROBIOLOGIE	Acheminement rapide	7j / S	J0
PCR MULTIPLEX Gastro-intestinale (Campylobacter, Clostridium difficile, Plesiomonas, Salmonella, Yersinia, Vibrio, E. coli diarrhéogènes (EAEC, EPEC, ETEC, STEC), 0157, Shigella, Adénovirus, Astrovirus, Norovirus, Rotavirus, Sapovirus, Cryptosporidium, Cyclospora, Entamoeba histolytica, Giardia)	CH-ANTIBES	POT 100ML NON STERILE	NON	DM2R MICROBIOLOGIE	Acheminement rapide	7j / S	J0
PDF = PRODUIT DEGRADATION FIBRINOGENE	CH-ANTIBES	CITRATE NA (BLEU) 5ML	OUI	15COR EXAMENS LABO	Acheminement au labo <4h	24h /24h	J0
PENTOTHAL	CHU PASTEUR TOXICOLOGIE	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Tél pour RDV au 2900 8502 et ensuite au 7815, noter sur le bon la posologie, le mode d'administration et le début du traitement	PROTOCOLE CHU	J2
PEPTIDE C	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
PH URINAIRE	CH-ANTIBES	URINES 24H ECHANTILLON	NON	15COR EXAMENS LABO		7j /S	J0
PHENOBARBITAL	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	OUI	15COR EXAMENS LABO	N'importe quand à l'équilibre	24h /24h	J0
PHENOTYPAGE DES HEMOPATHIES AIGUES, CHRONIQUES ET DES CELLULES TUMORALES GANGLION	CHU LARCHET 1 IMMUNOLOGIE	MATERIEL SPECIFIQUE	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Avant tout prélèvement, prévenir le Laboratoire d'Anatomopathologie Médipath au 04.92.28.26.80 Prélèvement effectué par le laboratoire d'Anatomopathologie milieu RPMI	sur RV	J5
PHENOTYPAGE DES HEMOPATHIES AIGUES, CHRONIQUES ET DES CELLULES TUMORALES MOELLE	CHU LARCHET 1 IMMUNOLOGIE	EDTA (VIOLET) 7ML	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Renseignements cliniques impératifs (sur bon de prescription) et prendre un RV au 0492035647 prévenir le poste 7815 à prélever jusqu'à 12h30	sur RV	J5

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
PHENOTYPAGE DES HEMOPATHIES AIGUES, CHRONIQUES ET DES CELLULES TUMORALES SANG	CHU LARCHET 1 IMMUNOLOGIE	EDTA (VIOLET) 7ML	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Renseignements cliniques impératifs (sur bon de prescription) et prendre un RV au 0492035647 prévenir le poste 7815 à prélever jusqu'à 12h30	sur RV	J5
PHOSPHATASE ALCALINE	CH-ANTIBES	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
PHOSPHORE	CH-ANTIBES	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
PHOSPHORE URINAIRE	CH-ANTIBES	URINES 24H ECHANTILLON	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
PIGMENTS BILIAIRES URINAIRES	CERBA	URINES 24H ECHANTILLON	NON	15EX EX. EXTERIEURS			
PLAQUETTES	CH-ANTIBES	EDTA (VIOLET)	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
PLAQUETTES (CONTRÔLE)	CH-ANTIBES	CITRATE NA (BLEU) 5ML	OUI	15COR EXAMENS LABO	Prélever aussi un tube EDTA (violet) pour NF	24h /24h	J0
PLOMBEMIE	CERBA	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		6j / S	J3
PLOMBURIE	CERBA	PREMIERES URINES DU MATIN	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Volume minimum:10 ml	3j / S	J4
PNEUMALLERGENES RECHERCHE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Cf, recommandations spécifiques	5j / S	J3
POTASSIUM SANGUIN = K	CH-ANTIBES	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	OUI	15COR EXAMENS LABO	Délai acheminement < 2H, dérogation à 4h possible	24h /24h	J0
POTASSIUM URINAIRE	CH-ANTIBES	URINES 24H ECHANTILLON	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
PRADAXA= DABIGATRAN	CH-ANTIBES	CITRATE NA (BLEU) 5ML	OUI	15COR EXAMENS LABO	Renseigner le traitement	24h /24h	J0
PREALBUMINE	CH-ANTIBES	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	NON	15COR EXAMENS LABO		7j /S	J0
PRELEVEMENTS CUTANES: (PRECISER LA NATURE DU PRELEVEMENT ET LA LOCALISATION) BACTERIO STANDARD	CH-ANTIBES	1 ECOUVILLON eSwab liquid amies medium COPAN	OUI	DM2R MICROBIOLOGIE			J0 à J7

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
PRELEVEMENTS CUTANES: (PRECISER LA NATURE DU PRELEVEMENT ET LA LOCALISATION) RECH. DE LEVURES	CH-ANTIBES	1 ECOUVILLON eSwab liquid amies medium COPAN	OUI	DM2R MICROBIOLOGIE			J0 à J7
PRELEVEMENTS CUTANES: (PRECISER LA NATURE DU PRELEVEMENT) RECH. D'ANAEROBIES	CH-ANTIBES	1 ECOUVILLON eSwab liquid amies medium COPAN	OUI	DM2R MICROBIOLOGIE			J0 à J7
PRELEVEMENTS CUTANES: (PRECISER LA NATURE DU PRELEVEMENT ET LA LOCALISATION) RECH. DERMATOPHYTES	CH-ANTIBES	1 ECOUVILLON eSwab liquid amies medium COPAN ou mieux squames dans pot stérile	OUI	DM2R MICROBIOLOGIE	cf. recommandations spécifiques, prendre contact avec biologiste si besoin		J0 à J21
PRELEVEMENTS GENITAUX: (PRECISER LA NATURE DU PRELEVEMENT) BACTERIO STANDARD	CH-ANTIBES	1 ECOUVILLON eSwab liquid amies medium COPAN	OUI	DM2R MICROBIOLOGIE			J0 à J7
PRELEVEMENTS GENITAUX: (PRECISER LA NATURE DU PRELEVEMENT) RECH. DE STREPTO. B	CH-ANTIBES	1 ECOUVILLON eSwab liquid amies medium COPAN	OUI	DM2R MICROBIOLOGIE			J0 à J3
PRELEVEMENTS GENITAUX: (PRECISER LA NATURE DU PRELEVEMENT) RECH.DE SPIROCHETES	CH-ANTIBES	1 ECOUVILLON eSwab liquid amies medium COPAN	OUI	DM2R MICROBIOLOGIE			J0
PRELEVEMENTS MATERIEL BACTERIO. STANDARD	CH-ANTIBES	DIFFERENT EN FONCTION DE LA NATURE DU PRELEVEMENT	OUI	DM2R MICROBIOLOGIE			J0 à J7
PRELEVEMENTS OBSTETRICAUX BACTERIO. STANDARD	CH-ANTIBES	DIFFERENT EN FONCTION DE LA NATURE DU PRELEVEMENT	OUI	DM2R MICROBIOLOGIE			J0 à J3
PRELEVEMENTS ORL/ OPH: (PRECISER LA NATURE DU PRELEVEMENT ET LA LOCALISATION) BACTERIO. STANDARD	CH-ANTIBES	DIFFERENT EN FONCTION DE LA NATURE DU PRELEVEMENT	OUI	DM2R MICROBIOLOGIE			J0 à J7
PRELEVEMENTS ORL/ OPH: (PRECISER LA NATURE DU PRELEVEMENT ET LA LOCALISATION) RECH. DE LEVURES	CH-ANTIBES	DIFFERENT EN FONCTION DE LA NATURE DU PRELEVEMENT	OUI	DM2R MICROBIOLOGIE			J0 à J7
PRELEVEMENTS ORL/ OPH: (PRECISER LA NATURE DU PRELEVEMENT ET LA LOCALISATION) RECH. DE CHAMP. FILAMENTEUX	CH-ANTIBES	DIFFERENT EN FONCTION DE LA NATURE DU PRELEVEMENT	OUI	DM2R MICROBIOLOGIE			J0 à J21

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
PRELEVEMENTS ORL: (LENTILLES, BOITIER DE CONSERVATION DES LENTILLES) RECH. D'ACANTHAMIBES	CH-ANTIBES	DIFFERENT EN FONCTION DE LA NATURE DU PRELEVEMENT	OUI	DM2R MICROBIOLOGIE			J0 à J21
PRELEVEMENTS ORL : RECH. DE VRS	CH-ANTIBES	ECOUVILLONNAGE NASAL ou NASOPHARYNGE: Xpert® Viral Transport Medium CEPHEID LAVAGE NASAL, ASPIRATION NASOPHARYNGEE : POT ROUGE STERILE	OUI	DM2R MICROBIOLOGIE	Acheminement rapide	24h /24h	J0
PRELEVEMENTS ORL : RECH. DE GRIPPE	CH-ANTIBES	ECOUVILLONNAGE NASAL ou NASOPHARYNGE: Xpert® Viral Transport Medium CEPHEID LAVAGE NASAL, ASPIRATION NASOPHARYNGEE : POT ROUGE STERILE	OUI	DM2R MICROBIOLOGIE	Acheminement rapide	24h /24h	J0
PRELEVEMENTS PER OP./ PUS ET COLLECTIONS FERMEES NON CUTANEEES (PRECISER LA NATURE DU PRELEVEMENT ET LA LOCALISATION) BACTERIO. STANDARD	CH-ANTIBES	DIFFERENT EN FONCTION DE LA NATURE DU PRELEVEMENT	OUI	DM2R MICROBIOLOGIE			J0 à J7
PRELEVEMENTS PER OP./ PUS ET COLLECTIONS FERMEES NON CUTANEEES RECH. DE LEVURES	CH-ANTIBES	DIFFERENT EN FONCTION DE LA NATURE DU PRELEVEMENT	OUI	DM2R MICROBIOLOGIE			J0 à J7
PRELEVEMENTS PER OP./ PUS ET COLLECTIONS FERMEES NON CUTANEEES RECH DE MYCOBACTERIES	CH-ANTIBES	DIFFERENT EN FONCTION DE LA NATURE DU PRELEVEMENT	OUI	DM2R MICROBIOLOGIE			J0 à M3
PRELEVEMENTS RESPIRATOIRES: (PRECISER LA NATURE DU PRELEVEMENT) BACTERIO STANDARD	CH-ANTIBES	POT STERILE DIFFERENT EN FONCTION DE LA NATURE DU PRELEVEMENT	OUI	DM2R MICROBIOLOGIE			J0 à J3

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
PRELEVEMENTS RESPIRATOIRES: (PRECISER LA NATURE DU PRELEVEMENT) RECH DE MYCOBACTERIES	CH-ANTIBES	POT STERILE DIFFERENT EN FONCTION DE LA NATURE DU PRELEVEMENT	OUI	DM2R MICROBIOLOGIE			J0 à M3
PRELEVEMENTS RESPIRATOIRES: (PRECISER LA NATURE DU PRELEVEMENT) RECH. DE CHAMP. FILAMENTEUX	CH-ANTIBES	POT STERILE DIFFERENT EN FONCTION DE LA NATURE DU PRELEVEMENT	OUI	DM2R MICROBIOLOGIE			J0 à J21
PRELEVEMENTS RESPIRATOIRES: (LBA) RECH. DE PNEUMOCYSTIS	CH-ANTIBES	POT STERILE DIFFERENT EN FONCTION DE LA NATURE DU PRELEVEMENT	OUI	DM2R MICROBIOLOGIE			J0 à J1
PRELEVEMENTS RESPIRATOIRES: (PRECISER LA NATURE DU PRELEVEMENT) RECH. DE CRYPTOCOQUE	CH-ANTIBES	POT STERILE DIFFERENT EN FONCTION DE LA NATURE DU PRELEVEMENT	OUI	DM2R MICROBIOLOGIE			J0 à J21
PROCALCITONINE	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	OUI	15COR EXAMENS LABO	Justification de prescription obligatoire	24h /24h	J0
PROGRAF TACROLIMUS	CHU PASTEUR TOXICOLOGIE	EDTA (VIOLET)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Préciser la posologie, l'heure de prélèvement, de prise du médicament	PROTOCOLE CHU	5j / S
PROGESTERONE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		6j / S	J3
PROLACTINE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Prélever après repos de 30 min, préciser le jour du cycle	5j / S	J3
PROTEINE 14.3.3 (maladie de C. JACOB)	IMPERATIF DE PRENDRE CONTACT AVEC LE BIOLOGISTE						
PROTEINE C	CH-ANTIBES	2 CITRATE NA (BLEU) 5ML	NON	15COR EXAMENS LABO	Prélever 2 tubes acheminement au labo < 4h	1j / 2S	J0
PROTEINE C REACTIVE = CRP	CH-ANTIBES	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
PROTEINE S	CH-ANTIBES	2 CITRATE NA (BLEU) 5ML	NON	15COR EXAMENS LABO	Prélever 2 tubes acheminement au labo < 4h	1j / 2S	J15

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
PROTEINES SERIQUES	CH-ANTIBES	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
PROTEINES DANS LE LIQUIDE ARTICULAIRE	CH-ANTIBES	TUBES CONIQUES STERILES PONCTIONS DIVERSES	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
PROTEINES DANS LE LIQUIDE D'ASCITE	CH-ANTIBES	TUBES CONIQUES STERILES PONCTIONS DIVERSES	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
PROTEINES DANS LE LIQUIDE PERITONEAL	CH-ANTIBES	TUBES CONIQUES STERILES PONCTIONS DIVERSES	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
PROTEINES DANS LE LIQUIDE PLEURAL	CH-ANTIBES	TUBES CONIQUES STERILES PONCTIONS DIVERSES	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
PROTEINURIE DE BENGE JONES = PBJ	CERBA	URINES 24H ECHANTILLON	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J10
PROTEINES URINAIRES	CH-ANTIBES	URINES 24H ECHANTILLON	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
PROTEINORACHIE = PROTEINES LCR	CH-ANTIBES	TUBES CONIQUES STERILES PONCTIONS DIVERSES	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
PS 100	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		2j / S	J7
PSA TOTAL= AG SPECIFIQUE DE LA PROSTATE	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15COR EXAMENS LABO		3j / S	J0
PSA LIBRE	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15COR EXAMENS LABO		3j / S	J0
PTH = PARATHORMONE INTACTE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		6j / S	J3

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
QUANTIFERON	CHU LARCHET I IMMUNOLOGIE	KIT SPECIAL	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Sur RDV, prévenir le 7815. L'infirmière préleveuse doit venir chercher le kit au laboratoire. Se prélève du lundi au jeudi de 10h à 12h30, pas la veille de jour fériés	PROTOCOLE CHU	J9
QUININE	CHU PASTEUR TOXICOLOGIE	2 x HEPARINATE LITHIUM (VERT)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Avertir le Labo au 7815 avant tout prélèvement	PROTOCOLE CHU	J3
RAI = RECHERCHE AGGLUTININES IRREGULIERES DEPISTAGE avec ou sans Groupe sanguin	CH-ANTIBES	2 X EDTA (VIOLET)	OUI	T80 BEIGE IMMUNOHEMATO	avec ou sans Groupe sanguin: 2 tubes EDTA 5 ml A envoyer au dépôt de sang	24h /24h	J0
RAI IDENTIFICATION = RECHERCHE AGGLUTININES IRREGULIERES IDENTIFICATION	EFS	2 X EDTA (VIOLET)	OUI	T80 BEIGE IMMUNOHEMATO	uniquement en cas de RAI DEPISTAGE positif A envoyer au dépôt de sang	24h /24h	24H si identification simple
RAST :IgE spécifiques 5 maxi	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	noter la nature des IgE demandée	5j / S	J3
RBP = RETINOL BINDING PROTEIN	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
RECHERCHE SANG (URINES)	CH-ANTIBES	URINES 24H ECHANTILLON	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
RECHERCHE SANG DANS LES SELLES	CH-ANTIBES	POT 100ML NON STERILE	OUI	DM2R MICROBIOLOGIE		24h /24h	J0
RECHERCHE / PORTAGE DE BMR, BHRe	CH-ANTIBES	DIFFERENT EN FONCTION DE LA NATURE DU PRELEVEMENT, en général ECOUVILLONNAGE NASAL ou RECTAL 1 ECOUVILLON eSwab liquid amies medium COPAN	OUI	DM2R MICROBIOLOGIE	Renseignements cliniques impératifs	24h /24h	J3 à J5
RENINE PLASMATIQUE	CERBA	EDTA (VIOLET)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		6j / S	J3
RETICULOCYTES	CH-ANTIBES	EDTA (VIOLET)	OUI	15COR EXAMENS LABO	Se fait sur le même tube que la NF	24h /24h	J0

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
RICKETTSIE CONORI SEROLOGIE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
RICKETTSIE DEPISTAGE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
RIVAROXABAN = XARELTO	CH-ANTIBES	CITRATE NA (BLEU) 5ML	OUI	15COR EXAMENS LABO	Renseigner le traitement	24h /24h	J0
ROTAVIRUS : RECHERCHE ANTIGENIQUE DANS LES SELLES	CH-ANTIBES	POT 100ML NON STERILE	OUI	DM2R MICROBIOLOGIE		CF PROTOCOLE MICROBIOLOGIE	J0
ROUGEOLE SEROLOGIE	CHU ARCHET II VIROLOGIE	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		PROTOCOLE CHU	J3
RPCA = RESISTANCE PROTEINE C ACTIVEE	CH-ANTIBES	CITRATE NA (BLEU) 5ML	NON	15COR EXAMENS LABO	Prélever 2 tubes acheminement au labo < 4h	1j / 2S	J15
SALMONELLOSE SEROLOGIE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
SCC TA4	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
SCHIZOCYTES (RECHERCHE)	CH-ANTIBES	EDTA (VIOLET)	NON SAUF ACCORD BIOLOGISTE	15COR EXAMENS LABO	Se fait sur le même tube que la NF	7j /S	J0
SELS BILIAIRES URINAIRES	CERBA	URINES 24H ECHANTILLON	NON	15EX EX. EXTERIEURS			
SEROLOGIE AMIBIASE	CHU ARCHET II PARASITOLOGIE	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Joindre feuille de renseignements N°5	PROTOCOLE CHU	J10
SEROLOGIE ARBOVIROSE	IMPERATIF DE PRENDRE CONTACT AVEC LE BIOLOGISTE						
SEROLOGIE ASPERGILLOSE	CHU ARCHET II PARASITO	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Dépistage ou suivi , à préciser sur la demande	PROTOCOLE CHU	J10
SEROLOGIE BARTONELLA HANSELAE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
SEROLOGIE BILHARZIOSE (DEPISTAGE)	CHU ARCHET II PARASITOLOGIE	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		PROTOCOLE CHU	J10
SEROLOGIE BRUCELLOSE = WRIGHT	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J4
SEROLOGIE CAMPYLOBACTER	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J4

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
SEROLOGIE CANDIDOSE	BIOMNIS	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		PROTOCOLE CHU	J10
SEROLOGIE CHLAMYDIA PNEUMONIAE	CHU ARCHET II VIROLOGIE	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		PROTOCOLE CHU	J1 à J8
SEROLOGIE CHLAMYDIA PSITACCI	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
SEROLOGIE CHLAMYDIA TRACHOMATIS	CHU ARCHET II VIROLOGIE	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		PROTOCOLE CHU	J1 à J8
SEROLOGIE CHIKUNGUNYA	IMPERATIF DE PRENDRE CONTACT AVEC LE BIOLOGISTE						
SEROLOGIE CMV DIGNOSTIC INFECTION AIGUE/SUIVI	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15COR EXAMENS LABO	2 tubes	2j /S	J0
SEROLOGIE COQUELUCHE	NE SE FAIT PLUS REMPLACE PAR PCR COQUELUCHE AVEC ACCORD DU BIOLOGISTE						
SEROLOGIE COXIELLA BURNETII = FIEVRE Q	CHU ARCHET II VIROLOGIE	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		PROTOCOLE CHU	J1 à J8
SEROLOGIE COXSACKIES	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J4
SEROLOGIE SALMONELLOSE = WIDAL ET FELIX	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
SEROLOGIE DENGUE	IMPERATIF DE PRENDRE CONTACT AVEC LE BIOLOGISTE						
SEROLOGIE DISTOMATOSE = SEROLOGIE DOUVE	CHU ARCHET II PARASITOLOGIE	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Joindre feuille de renseignements N°5	PROTOCOLE CHU	J10
SEROLOGIE DOUVE = SEROLOGIE DISTOMATOSE	CHU ARCHET II PARASITOLOGIE	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Joindre feuille de renseignements N°5	PROTOCOLE CHU	J10
SEROLOGIE ECHOVIRUS	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		6j / S	J4
SEROLOGIE EBV INFECTION AIGUE/CHRONIQUE MNI TEST	CH-ANTIBES	2 x GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15COR EXAMENS LABO		2j /S	J0
SEROLOGIE FILARIOSE	CHU ARCHET II PARASITOLOGIE	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Joindre feuille de renseignements N°5	PROTOCOLE CHU	J10

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
SEROLOGIE GRIFFES DU CHAT (BARTONELLA HENSELAE)	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
SEROLOGIE GRIPPE A ET B	CHU ARCHET II VIROLOGIE	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		PROTOCOLE CHU	J2 à J8
SEROLOGIE HELICOBACTER PYLORI	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
SEROLOGIE HEPATITE A DIAGNOSTIC STATUT IMMUNITAIRE OU INFECTION AIGUE	CH-ANTIBES	2 x GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15COR EXAMENS LABO	Cocher les cases correspondant à la situation clinique	2j /S	J0
SEROLOGIE HEPATITE B DIAGNOSTIC AIGUE/ CHRONIQUE	CH-ANTIBES	2 x GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15COR EXAMENS LABO		2j /S	J0
SEROLOGIE HEPATITE C DIAGNOSTIC / SUIVI	CH-ANTIBES	2 x GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15COR EXAMENS LABO		2j /S	J0
SEROLOGIE HERPES (HSV1/2 IgG/IgM)	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
SEROLOGIE HIV DIAGNOSTIC PRIMO INFECTION OU INFECTION CHRONIQUE	CH-ANTIBES	2 x GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON SAUF AES	15COR EXAMENS LABO	Joindre le bon bleu AES	2j /S	J0
SEROLOGIE HTLV 1-2	CHU ARCHET II VIROLOGIE	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		PROTOCOLE CHU	J5
SEROLOGIE HYDATIDOSE	CHU ARCHET II PARASITOLOGIE	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Joindre feuille de renseignements N°5	PROTOCOLE CHU	J5
SEROLOGIE LEGIONELLE	CHU ARCHET II VIROLOGIE	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		PROTOCOLE CHU	J10
SEROLOGIE LEISHMANIOSE	CHU ARCHET II PARASITOLOGIE	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		PROTOCOLE CHU	J9
SEROLOGIE LEPTOSPIROSE	CHU ARCHET II VIROLOGIE	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		PROTOCOLE CHU	J1 à J8
SEROLOGIE LISTERIOSE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J4
SEROLOGIE LYME (BORRELIA BURGDOFERI)	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
SEROLOGIE MYCOPLASME PNEUMONIAE	CHU ARCHET II VIROLOGIE	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		PROTOCOLE CHU	J10

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
SEROLOGIE MYCOPLASME URO-GENITAUX	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J7
SEROLOGIE OREILLONS	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
SEROLOGIE PARAINFLUENZAЕ 1	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J4
SEROLOGIE PARVOVIRUS B19	CHU ARCHET II VIROLOGIE	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		PROTOCOLE CHU	J1 à J8
SEROLOGIE POLIOVIRUS	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		2j / S	J7
SEROLOGIE RICKETTSIE DEPISTAGE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
SEROLOGIE RICKETTSIE CONORI	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Préciser CONORI sur la prescription	5j / S	J3
SEROLOGIE RICKETTSIE TYPHI	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Préciser TYPHI sur la prescription	5j / S	J3
SEROLOGIE ROUGEOLE	CHU ARCHET II VIROLOGIE	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		PROTOCOLE CHU	J3
SEROLOGIE RUBEOLE STATUT IMMUNITAIRE/ DIAGNOSTIC	CH-ANTIBES	2 x GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15COR EXAMENS LABO		2j / S	J0
SEROLOGIE SALMONELLOSE = WIDAL ET FELIX	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
SEROLOGIE SYPHILIS = VDRL + TPHA	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15COR EXAMENS LABO		1j / S	J0
SEROLOGIE TRICHINOSE	CHU ARCHET II PARASITOLOGIE	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Joindre feuille de renseignements N°5	PROTOCOLE CHU	J10
SEROLOGIE TULAREMIE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J4
SEROLOGIE TOXOCAROSE	CHU ARCHET II PARASITOLOGIE	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Joindre feuille de renseignements N°5	PROTOCOLE CHU	J10
SEROLOGIE TOXOPLASMOSE DEPISTAGE/SUIVI/INFECTION AIGUE	CH-ANTIBES	2 x GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15COR EXAMENS LABO		2j / S	J0

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
SEROLOGIE VARICELLE ZONA (V Z V)	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
SEROLOGIE VRS	CHU ARCHET II VIROLOGIE	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		PROTOCOLE CHU	J10
SEROLOGIE WEST NILE	IMPERATIF DE PRENDRE CONTACT AVEC LE BIOLOGISTE						
SEROLOGIE YERSINIOSE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J4
SEROTONINE OU 5 HYDROXY TRYPTAMINE	CERBA	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J4
SEROTONINE URINAIRE	CERBA	URINES DE 24H SUR HCL	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Flacon fourni sur demande	2j / S	J7
SHBG = SEX HORMONE BINDING GLOBULINE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
SIDEROPHILINE = TRF / TRANSFERRINE	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15COR EXAMENS LABO		7j / S	J0
SYPHILIS SEROLOGIE = VDRL + TPHA	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15COR EXAMENS LABO		1j / S	J0
SODIUM SANGUIN = NA	CH-ANTIBES	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h / 24h	J0
SODIUM URINAIRE	CH-ANTIBES	URINES 24H ECHANTILLON	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h / 24h	J0
SOMATHORMONE = HORMONE DE CROISSANCE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		6j / S	J3
SOMATOMEDINE = INSULIN GROWTH FACTOR 1 = IGF1	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
STEATORRHEE	CERBA	SELLES DE 24H	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Sur 3 jours consécutifs du lundi au mercredi, pot fournis sur demande, descendre les prélèvements au Labo au fur et à mesure.	5j / S	J4
SYNACTHENE (TEST): Dosages de Cortisols	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15COR EXAMENS LABO	Cf, recommandations spécifiques	5j / S	J0
T3L = FT3	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15COR EXAMENS LABO		5j / S	J0

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
T4- T8	CHU LARCHET I IMMUNOLOGIE	EDTA (VIOLET)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	A prélever avant 12h30	PROTOCOLE CHU	J2
T4L-DEPISTAGE 2eme INTENTION	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15COR EXAMENS LABO		5j / S	J0
TACROLIMUS	CHU PASTEUR TOXICOLOGIE	EDTA (VIOLET)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Préciser la posologie, l'heure de prélèvement, de prise du médicament	PROTOCOLE CHU	J3
TAD = ANTI-DEPRESSEURS-TRICYCLIQUES	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	OUI	15EX EX. EXTERIEURS			
TAD URINAIRES = ANTI-DEPRESSEURS-TRICYCLIQUES URINAIRES	CH-ANTIBES	URINES ECHANTILLON	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
TCA = TEMPS DE CEPHALINE+ACTIVATEUR	CH-ANTIBES	CITRATE NA (BLEU) 5ML	OUI	15COR EXAMENS LABO	Acheminement au labo <4h	24h /24h	J0
TCK=TEMPS DE CEPHALINE KAOLIN	CH-ANTIBES	CITRATE NA (BLEU) 5ML	OUI	15COR EXAMENS LABO	Acheminement au labo <4h	24h /24h	J0
TEGRETOL = CARBAMAZEPINE	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	OUI	15COR EXAMENS LABO	Juste avant l'administration suivante	24h /24h	J0
TEICOPLANINE = TARGOCID	CHU PASTEUR TOXICOLOGIE	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Pour résultat urgent : acheminement avant 10h30.Préciser sur le bon la posologie, l'heure de prélèvement et l'heure de prise du médicament		
TEST A LA TRH	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15COR EXAMENS LABO	Cf, recommandations spécifiques	5j / S	J0
TEST A L'ARGININE-INSULINE	CH-ANTIBES	FLUORURE OXALATE (GRIS)	NON	15COR EXAMENS LABO		5j / S	J0
TEST AU GLUCAGON	CH-ANTIBES	FLUORURE OXALATE (GRIS)	NON	15COR EXAMENS LABO		5j / S	J0
TEST AU SYNACTHENE	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15COR EXAMENS LABO	Cf, recommandations spécifiques	5j / S	J0
TEST DE COOMBS DIRECT (Test direct à l'antiglobuline)	EFS	EDTA (VIOLET)	OUI	T80 BEIGE IMMUNOHEMATO	Envoyer au dépôt de sang	24h /24h	24H en jour ouvré hors
TEST DE FREINAGE (A LA DEXAMETHASONE)	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15COR EXAMENS LABO		5j / S	J0

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
TEST LH-RH	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15COR EXAMENS LABO	Cf, recommandations spécifiques	5j / S	J0
TESTOSTERONE BIODISPONIBLE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
TESTOSTERONE FEMME ENFANT	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
TESTOSTERONE HOMME	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
TESTOSTERONE LIBRE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
TGO = ASAT	CH-ANTIBES	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
TGP = ALAT	CH-ANTIBES	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
THEOPHYLLINE	CHU PASTEUR TOXICOLOGIE	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	OUI	15EX EX. EXTERIEURS	Juste avant l'administration suivante, préciser l'heure de prélèvement, l'heure de prise et la posologie	PROTOCOLE CHU	J3
THYROCALCITONINE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
THYROGLOBULINE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
TISSU POLYPEPTIDE ANTIGENE - MARQUEUR CANCER VESSIE = TPA	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		2j / S	J7
TOBRAMYCINE	CHU PASTEUR TOXICOLOGIE	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Préciser PIC ou RESIDUEL, la posologie, l'heure de prélèvement et l'heure de la prise du médicament	PROTOCOLE CHU	J3
TOXOCAROSE SEROLOGIE	CHU ARCHET II PARASITOLOGIE	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Joindre feuille de renseignements N°5	PROTOCOLE CHU	J10
TP = TAUX DE PROTHROMBINE	CH-ANTIBES	CITRATE NA (BLEU) 5ML	OUI	15COR EXAMENS LABO	Acheminement au labo <4h	24h /24h	J0
TPA = TISSU POLYPEPTIDE ANTIGENE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		2j / S	J7

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
TRALI = Oedème pulmonaire non hémodynamique (lésionnel) SUSPICION de TRALI EN CAS D'EFFET INDESIRABLE RECEVEUR (EIR)	EFS site Marseille	3 x SEC (ROUGE)	OUI	T80 BEIGE IMMUNOHEMATO	Après concertation avec Hémovigilants EFS ou ES. A envoyer au dépôt de sang	24h /24h	J8
		EDTA (VIOLET)					
TRANSAMINASES = TGO + TGP	CH-ANTIBES	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
TRANSFERRINE (TRF / SIDEROPHILINE)	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
TRANSFERRINE CARBOXY DEFICIENTE = CDT	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
TRF (TRANSFERRINE / SIDEROPHILINE)	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
TRICHINOSE SEROLOGIE	CHU ARCHET II PARASITOLOGIE	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Joindre feuille de renseignements N°5	PROTOCOLE CHU	J10
TRIGLYCERIDES	CH-ANTIBES	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	NON	15COR EXAMENS LABO	A jeun depuis 12h	7j /S	J0
TRILEPTAL	CHU PASTEUR TOXICOLOGIE	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Préciser la posologie, l'heure de prélèvement, de prise du médicament	PROTOCOLE CHU	J4
TRISOMIE 21 =TRI TEST	CERBA	SEC (ROUGE) 7ML	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Joindre l'imprimé " DEPISTAGE SANGUIN DU RISQUE ACCRU DE TRISOMIE21 FËETALE" N°3 et Consentement Cerba	5j / S	J2
TROPHALLERGENES RECHERCHE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Cf, recommandations spécifiques	5j / S	J3
TROPONINE Ic	CH-ANTIBES	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	OUI	15COR EXAMENS LABO	Prévoir un tube différent de celui du IONO	24h /24h	J0
TRYPTASE (hors choc anaphylactique)	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		2j / S	J3
TSH-DEPISTAGE-SUIVI-SURVEILLANCE	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15COR EXAMENS LABO		5j / S	J0

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
TYPAGE MOELLE	CHU LARCHET I IMMUNOLOGIE	EDTA (VIOLET) 7ML	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Renseignements cliniques impératifs (sur bon de prescription) et prendre un RV au 0492035647 prévenir le poste 7815 à prélever jusqu'à 12h30	PROTOCOLE CHU	J4
TYPAGE SANG	CHU LARCHET 1 IMMUNOLOGIE	EDTA (VIOLET) 7ML	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Renseignements cliniques impératifs (sur bon de prescription) et prendre un RV au 0492035647 prévenir le poste 7815 à prélever jusqu'à 12h30	PROTOCOLE CHU	J4
UREE = AZOTE	CH-ANTIBES	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
UREE URINAIRE	CH-ANTIBES	URINES 24H ECHANTILLON	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
URICEMIE = ACIDE URIQUE SANGUIN	CH-ANTIBES	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
VANCOMYCINE	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	OUI	15COR EXAMENS LABO		24h /24h	J0
VARICELLE ZONA PCR : LESIONS CUTANEEES	CERBA	1 ECOUVILLON M4RT Remel	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Ecouvillon fourni sur demande, Acheminement rapide		
VARICELLE ZONA (IgG+IgM)	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
VASO INTESTINAL POLYPEPTIDE = VIP	CERBA	EDTA-APROTININE (ROSE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Tube fourni sur demande Conservation +4°C	1j / S	J7
VGM URINAIRE = COURBE DE GAUSS	CHU PASTEUR HEMATO	10ml URINES FRAICHES	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Téléphoner au 7815, acheminer avant 12h30	PROTOCOLE CHU	J5
		EDTA (VIOLET)		15EX EX. EXTERIEURS			
VITAMINE A = RETINOL	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Conservation à l'abri de la lumière	2j / S	J7
VITAMINE B1 = THIAMINE	CERBA	EDTA (VIOLET)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Conservation à l'abri de la lumière	3j / S	J7
VITAMINE B6 = PYRIDOXINE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		2j / S	J7

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
VITAMINE B9 = FOLATES	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15COR EXAMENS LABO		7j / S	J0
VITAMINE B12 = B12	CH-ANTIBES	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15COR EXAMENS LABO		7j / S	J0
VITAMINE C	CERBA	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Conservation à l'abri de la lumière, doit être acheminé au laboratoire très rapidement	3j / S	J7
VITAMINE D1 (1,25 OH2D3) ENFANT	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Prélever 2 tubes	3j / S	J4
VITAMINE D2 D3(25 OH D3) ADULTE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		6j / S	J3
VITAMINE E = TOCOPHEROL	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Conservation à l'abri de la lumière	2j / S	J7
VITAMINE K	CERBA	2 x HEPARINATE LITHIUM (VERT)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Conservation à l'abri de la lumière	1j / S	J7
VS:VITESSE SEDIMENTATION	CH-ANTIBES	TUBE VS (NOIR)	NON SAUF PEDIATRIE	15COR EXAMENS LABO		5j / S	J0
VMA = AC VANYL MANDELIQUE	CERBA	URINES DE 24H SUR HCL	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Flacon fourni sur demande	5j / S	J4
VRS ANTIGENE	CH-ANTIBES	ECOUVILLONNAGE NASAL ou NASOPHARYNGE: Xpert® Viral Transport Medium CEPHEID LAVAGE NASAL, ASPIRATION NASOPHARYNGEE : POT ROUGE STERILE	OUI	DM2R MICROBIOLOGIE	Acheminement rapide	24h /24h	J0

ANALYSES	LABO EXECUTANT	TUBE DE PRELEVEMENT	FAIT EN URGENCE	BON DE PRESCRIPTION PAPIER	CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION	FREQUENCE DE REALISATION PAR LE LABORATOIRE EXECUTANT	DELAI TECHNIQUE
VRS : PCR CAS PARTICULIERS ET TOUJOURS DANS UN DEUXIEME TEMPS	CH-ANTIBES	ECOUVILLONNAGE NASAL ou NASOPHARYNGE: Xpert® Viral Transport Medium CEPHEID LAVAGE NASAL, ASPIRATION NASOPHARYNGEE : POT ROUGE STERILE	NON	DM2R MICROBIOLOGIE	Acheminement rapide	7j / S	J0
VRS SEROLOGIE	CHU ARCHET II VIROLOGIE	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		PROTOCOLE CHU	J3 à J8
WHIPPLE PCR	CERBA	DIFFERENT EN FONCTION DE LA NATURE DU PRELEVEMENT	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3 à J8
WIDAL ET FELIX = SEROLOGIE SALMONELLOSE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J3
XARELTO = RIVAROXABAN	CH-ANTIBES	CITRATE NA (BLEU) 5ML	OUI	15COR EXAMENS LABO	Renseigner le traitement	24h /24h	J0
YERSINIOSE SEROLOGIE	CERBA	GEL SEPARATEUR (ORANGE)	NON	15EX EX. EXTERIEURS		5j / S	J4
ZARONTIN	CERBA	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Préciser la posologie, l'heure de prélèvement, de prise du médicament	6j /S	J3
ZINC	CERBA	HEPARINATE LITHIUM (VERT)	NON	15EX EX. EXTERIEURS	Acheminement rapide	5j / S	J3